

## PROCESSING COPY

## INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

## CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

COUNTRY China

REPORT

SUBJECT Chinese Communist Catalog of Surgical Instruments

DATE DISTR. 6 June 1957 25X1

NO. PAGES 2

REQUIREMENT ATTACHMENT(S) NOT  
NO. RD

REFERENCES

MICROFILMED 25X1

DATE OF INFO.

PLACE &amp; DATE ACQ.

ENCLOSURE ATTACHED

SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

1. A book entitled Standard Surgical Instruments (I Liao Ch'i Hsieh Kuei Fan, 6829/4070/0892/2750/6016/5400), published in November 1956 by the Department of Health of the People's Republic of China (Chung Hua Jen Min Kung Ho Kuo Wei Sheng Pu, 0022/5478/0086/3046/0364/0735/0948/5898/3932/6752) 25X1
- The book contains 241 pages and was published by the People's Health Publishing Company of Peiping (Jen Min Wei Sheng Ch'u Pan She, 0086/3046/5898/3932/0427/3652/4357), No. 36 Ying Tzu Hu Tung (9069/1311/5170/0681), Ch'ung Wen Ch'u (1504/2429/0575), Peiping, November 1956. The book contains the following categories of instruments, all of which are illustrated: 25X1

## Categories

## Reference Numbers

Basic surgical instruments  
Orthopedic surgical instruments  
Chest surgical instruments  
Eye surgical instruments  
Ear, Nose, and Throat surgical instruments  
Abdominal surgical instruments  
Urinary and Rectal surgical instruments  
Obstetric surgical instruments

11001-11123  
12001-12103  
13001-13026  
14001-14094  
15001-15163  
16001-16035  
17001-17049  
18001-18063

2. Each instrument is assigned a five digit reference number which is indicated under the illustration of the specific instrument. In cases where an instrument is applicable to more than one type of surgery, the instrument is listed under the category in which it is most frequently used. The fractional number which appears next to the illustration of some of the instruments denotes the proportionate size of the illustration with relation to the actual size of the instrument. As an example, if the fractional size of the instrument is indicated as  $\frac{1}{2}$ , this means that the illustration is one half of the size of the actual instrument. In cases where instruments have several sizes, fractional numbers are indicated. The specific names, usage, and size of a given instrument is listed on the bottom of the page on which the particular instrument is shown. The metric system is used as the unit of measurement for the instruments illustrated in this book.

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

STATE	X	ARMY	X	NAVY	X	AIR	X	FBI		AEC									
-------	---	------	---	------	---	-----	---	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "#".)

25X1

## INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT


C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L




25X1

-2-

3. A supplement in the rear of the book contains the following categories of information:
  - a. Methods of general inspection of the quality of surgical instruments. Inspection of quality is done according to the size, strength and thickness, etc. of the material used in the instruments such as metal, rubber, fiber, sheep intestine, plastic, or wood products.
  - b. General maintenance of surgical instruments.
4. Pages 236 through 241 contain an index to the various surgical instruments.

 Comment. The illustrations of the various items of equipment reflects an up-to-date appreciation of modern surgical tools and their application. The listing by class and category of the instruments is according to accepted medical supply procedures used by Western countries. There is no indication of the prices or manufacturers brands or origin or type of quality of the materials and finish of the listed equipment.

25X1



25X1

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

CR

## INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

## CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

25X1

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

COUNTRY China

REPORT

SUBJECT Chinese Communist Catalog of Surgical Instruments

DATE DISTR. 6 June 1957

NO. PAGES 2

REQUIREMENT NO. RD

REFERENCES

25X1

DATE OF INFO.

PLACE &amp; DATE ACQ.

SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

1. A book entitled Standard Surgical Instruments (I Liao Ch'i Hsieh Kuei Fan, 6829/4070/0892/2750/6016/5400), published in November 1956 by the Department of Health of the People's Republic of China (Chung Hua Jen Min Kung Ho Kuo Wei Sheng Pu, 0022/5478/0086/3046/0735/0948/5898/3932/6752) 25X1
- The book contains 241 pages and was published by the People's Health Publishing Company of Peiping (Jen Min Wei Sheng Ch'u Pan She, 0086/3046/5898/3932/0427/3652/4357), No. 36 Ying Tzu Hu Tung (9069/1311/5170/0681), Ch'ung Wen Ch'u (1504/2429/0575), Peiping, November 1956. The book contains the following categories of instruments, all of which are illustrated: 25X1

CategoriesReference Numbers

Basic surgical instruments  
 Orthopedic surgical instruments  
 Chest surgical instruments  
 Eye surgical instruments  
 Ear, Nose, and Throat surgical instruments.  
 Abdominal surgical instruments  
 Urinary and Rectal surgical instruments  
 Obstetric surgical instruments

11001-11123  
 12001-12103  
 13001-13026  
 14001-14094  
 15001-15163  
 16001-16035  
 17001-17049  
 18001-18063

12

2. Each instrument is assigned a five digit reference number which is indicated under the illustration of the specific instrument. In cases where an instrument is applicable to more than one type of surgery, the instrument is listed under the category in which it is most frequently used. The fractional number which appears next to the illustration of some of the instruments denotes the proportionate size of the illustration with relation to the actual size of the instrument. As an example, if the fractional size of the instrument is indicated as  $\frac{1}{2}$ , this means that the illustration is one half of the size of the actual instrument. In cases where instruments have several sizes, no fractional numbers are indicated. The specific names, usage, and size of a given instrument is listed on the bottom of the page on which the particular instrument is shown. The metric system is used as the unit of measurement for the instruments illustrated in this book.

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

STATE	X	ARMY	X	NAVY	X	AIR	X	FBI	AEC					
-------	---	------	---	------	---	-----	---	-----	-----	--	--	--	--	--

(Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "#".)

25X1

## INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

25X1

-2-

3. A supplement in the rear of the book contains the following catagories of information:
  - a. Methods of general inspection of the quality of surgical instruments. Inspection of quality is done according to the size, strength and thickness, etc. of the material used in the instruments such as metal, rubber, fiber, sheep intestine, plastic, or wood products.
  - b. General maintenance of surgical instruments.
4. Pages 236 through 241 contain an index to the various surgical instruments.

Comment. The illustrations of the various items of equipment reflects an up-to-date appreciation of modern surgical tools and their application. The listing by class and category of the instruments is according to accepted medical supply procedures used by Western countries. There is no indication of the prices or manufacturers brands or origin or type of quality of the materials and finish of the listed equipment.

25X1

25X1

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

# 医疗器械规范

(第一編)

人民衛生出版社

# 医 療 器 械 規 范

(第 一 編)

手 術 器 械 部 分

中 華 人 民 共 和 國 衛 生 部 編

成 品 檢 查 證	檢 查 者 印
如對本書印裝質量有所 查詢請附此證直寄長春 市安達街36號人民衛生 出版社長春印刷廠	2

人 民 衛 生 出 版 社

一 九 五 六 年 • 北 京

## 內 容 提 要

这是我國衛生部制訂的第一部醫療器械規範的第一編，以期初步統一國內自制醫療器械的規格和型号。这第一編为手術器械部分，系按科分类，依圖編号，並於型号名称之后說明大小、性能及用途。前有目錄，按科分列，后有索引，按名称筆划順序編排，以便查找所在頁数。“手術器械品質一般檢查法”及“手術器械一般保养法”均列於附錄內。

## 医 療 器 械 規 范

### (第 一 編)

開本: 787 X 1092/16 印張: 16 1/2 插頁: 4

中華人民共和國衛生部 編

人 民 衛 生 出 版 社 出 版

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

• 北京崇文區錢子胡同三十六號 •

人民衛生出版社 印刷 • 新華書店發行  
長 春 印 刷 廠

統一書號: 14048 • 0985

定 價: 這本紙本3.70 元

1956年11月第1版—第1次印刷

(長春版) 印數: 1—4,500

## 前 言

隨着衛生事業的迅速發展，對於醫療器械的需要也日益增加。爲了改變過去醫療器械主要依靠國外進口的情況，黨和人民政府極爲重視醫療器械的生產，獎勵國內自制，因此在近幾年來已經有了很大的進步。目前國內能夠生產的品種已達五百餘種，規格質量一般都能合乎要求。

醫療器械工業在我國還是新興的工業，但過去由於醫療器械多自國外進口，規格型號很不一致，現在爲了適應衛生事業發展的需要，生產更多更好的醫療器械，並使器械生產有所依據，全國各地的醫藥工作者都要求有一個統一的器械標準規格。因此，我部於1954年委託上海市衛生局負責擬訂了醫療器械規範草案，並由中華醫學會在北京、上海召集各科專家反復討論加以修訂，結果就成爲現在這本“醫療器械規範”。

在制訂這種規範的時候，我們是考慮到我國當前的生產技術水平和設備條件的，因爲脫離了這些條件將會是不現實的，我們必須在現有的基礎上逐步提高。

制訂這種規範在我國還是第一次，由於時間短促，缺乏經驗，材料內容不可能做到十分完備的地步，因此，缺點的存在是可以想像得到的。當此初版刊行的時候，希望醫藥界各科專家和生產供應工作者，多多提出意見，以備再版時補充修正。

## 凡 例

一、本書定名為“醫療器械規範第一編手術器械部分”1956年版。

二、本規範內容分“正文”與“附錄”兩部分。正文內記載之手術器械根據使用範圍分為：1.基本外科器械，2.矯形外科器械，3.胸部外科器械，4.眼科器械，5.耳鼻喉喉科器械，6.腹部外科器械，7.泌尿及肛門外科器械，8.婦產科器械，共八科。其中某件器械如兼在其他科別中使用者則僅列入該器械主要使用之科別內，次要使用之科別內不重複列入，每一器械採用五位數字編號，其代表意義舉例說明如下：

1. (手術器械) 2. (矯形外科) 077 (三刃釘)

本規範內所採用之品名系參考人民衛生出版社出版之英中醫學辭彙，或參酌實際情況採用現時適用之習慣名稱。規格系參照各國醫療器械目錄，並根據我國人民體格具體情況及臨床使用上的要求制定之。圖樣旁之數字系標明圖樣與實物大小的倍數，如數字為 $\frac{1}{2}$ 即表示實物大於圖樣之一倍規格，如有數種大小時，則圖樣旁不加註比例數字。每件器械並根據使用情況適當說明主要用途，以供參考。附錄內記載“手術器械品質一般檢查法”及“手術器械一般保養法”。

三、本規範內之度量衡系用米制計算，其符號與名稱對照如下：

mm=毫米=千分之一米

cm=厘米=百分之一米

ml=毫升=千分之一升

g=克=千分之一公斤

## 目次

## 正文

## 一、基本外科器械

手術刀片	1
手術刀柄	2
手術刀	3
植皮刀	4
截斷刀	4
手術剪	5~7
拆線剪	8
綳帶剪	8
紗布剪	8
敷料鑷	9
組織鑷	9
組織鉗	10
裂顎組織鑷	10
肺組織鑷	10
血管鉗	11~12
子彈鉗	13
海綿鉗	13
帕巾鉗	14
器械鉗	14
動脈鑷	15
探針	15
安全剃刀附刀片	16
拉鉤	16~18
靜脈拉鉤	16
下肢截斷拉鉤	18
套管針	19
創緣夾縫拆鉗	19
創緣夾	19
麻醉口罩	20
麻醉滴瓶	20
木開口楔	20
開口器	21
麻醉開口器	22
導氣管	23
氣管內導管	24
氣管內導管導引鉗	24
動脈瘤針	25

引線鉗	26
持針鉗	26
縫合針	27~29
羊腸線連無損傷性縫合針	30
羊腸線	30
縫合絲線	31
尼龍縫線	31
銀線	31
鋼合金線	31
吸引管	32
腦膜剝離子	32
腦拉鉤	32
照明拉鉤	33
銀夾	33
銀夾架	33
銀夾鉗	33
切皮機	34
切皮刀附定厚器及定厚片	34
吸皮匣	35
筋膜剝取器	36
筋膜穿引針	36
活體取样鉗	37
止血帶	38
医用橡皮指套	39
医用橡皮手套	39
医用橡皮圈鉗	39

## 二、矯形外科器械

石膏刀	41
石膏鋸	41
石膏剪	42
石膏攤開器	43
電動石膏鋸	43
指鋸	44
截斷鋸	44
鍊鋸	45
線鋸	45
鍊鋸或線鋸柄	45
鍊鋸或線鋸導引器	45
平骨鑿	46

圓骨鑿	46~47
刻度平骨鑿	46
膝關節用平骨鑿	47
骨錘	48
骨刮匙	49
骨膜剝離子	50~51
半月形軟骨刀	52
半月形軟骨剪	52
切腱刀	52
骨鉤	53
雙頭骨鑿	53
骨銼	53
持骨鉗	54~55
腐骨鉗	56
咬骨鉗	56~58
骨剪	59
雙關節骨剪	59
顱骨咬骨鉗	60
椎板牽開器	60~61
椎板咬骨鉗	61
骨鑽	62~63
電動骨鋸	64
接骨板	65~66
接骨板彎曲器	65
接骨螺絲釘	66
骨折固定夾	66
接骨螺絲釘旋鑿	67
接骨螺絲釘鉗	67
接骨板鉗	67
三雙釘	68
三雙釘導引針	68
三雙釘沖擊及取出器	68
長柄二雙釘	69
長柄二雙釘導引器	69
髖關節成形術器械	70~71
髖關節帽	72
骨髓腔釘及裝置器械	73
骨釘牽引器	74
骨髂牽引釘	74
骨髂牽引釘用柄	74
骨針牽引器	75
骨髂牽引針	75
顱骨牽引器	76

環鑽	76
骨錐	76
下肢牽引器	77
上肢夾板	78
下肢夾板	73
下肢夾板連接器	73
下肢夾板支持架	79
置足架	79
木夾板	80
梯狀夾板	80
網眼夾板	80
骨盆支持架	80

### 三、胸部外科器械

胸腔鏡	81
肋骨剪	82
肋骨牽開器	83
肋骨合攏器	84
肩胛骨拉鉤	84
肋骨骨膜剝離子	85
胸腔手術剪	85
肋骨咬骨鉗	87
雙關節肋骨咬骨鉗	87
胸骨剪	88
胸骨穿孔器	88
肺葉鉗	88
肺葉止血帶	89
大血管止血夾	89
心臟膜刀	90
心臟導管	90
胸部拉鉤	91
心耳鉗	91
剝離鉗	92
支氣管鉗	92

### 四、眼科器械

檢眼鏡	93
眼壓計	93
眼瞼擴張器	94
淚囊擴張器	94
眼瞼板	94
眼瞼拉鉤	95
白內障刀	95

角膜刀	96
小淚管刀	96
虹膜刀	97
角膜緣刀	97
虹膜复位器	98
睫狀体剝離器	98
刺囊針	98
眼科刀	99
晶狀体囊切开刀	99
虹膜鉤	99
固定鉤	100
穿刺針	100
異物針	100
異物鑷	100
異物圓鑷	100
斜視鉤	101
淚囊拉鉤	101
角膜点墨針	101
角膜点墨針連眼刮	101
瞼板腺囊腫匙	102
晶狀体环匙	102
白內障匙	103
眼球內容匙	103
淚管擴張器	104
淚管探針	104
虹膜鑷	105~106
斜視鑷	106
晶狀体囊鑷	107
固定鑷	108
瞼板腺囊腫鑷	108
沙眼車輪鑷	109
沙眼压棒鑷	109
沙眼鑷	109
睫毛鑷	109
虹膜剪	119
斜視剪	111
眼球摘出剪	111
切睫剪	112
巩膜环鑽	112
眼科縫合針	113~114
額部固定器	114
眼科持針器	115
淚囊鼻腔貫通術縫針	115

角膜移植器械	116~117
角膜双刀	118
角膜剪	118
眼部異物定位器	119
眼用电磁鉄	120
高频燒灼器	120

## 五、耳鼻咽喉科器械

額鏡	121
头灯	121
噴粉器	122
噴液器	122
电耳鏡	123
耳鏡	123
鼓气耳鏡	123
卷棉子	124
耳用鈍鉤	124
耳敷料鑷	124
耳用探針	125
鼓膜刀	125
咽鼓管吹張球	126
耳用金屬注射器	126
咽鼓管導管吹張球	127
咽鼓管導管	127
耳息肉圈斷器	127
耳鉗	128
耳息肉鉗	129
乳突牽开器	130
耳用骨膜剝離子	131
乳突骨鉗	131
乳突平鑿	131
乳突圓鑿	131
乳突咬骨鉗	132~133
鼓环咬骨鉗	133
槌骨头剪	134
耳鼻吸引管	134
耳用銳匙及銳鉤	135
咽鼓管刮匙	135
乳突刮匙	135
耳用刮匙	136
鼻鏡	137~138
鼻飼管	138
鼻息肉鉗	139

鼻息肉圈斷器	139	扁桃體圈斷器	159
鼻息肉圈斷用鋼絲	139	扁桃體截除器	160
上頤竇及額竇透照器	140	扁桃體吸引管	160
額竇鉗	141	喉鏡	161
上頤竇鉗	141	活動鼻咽鏡	161
上頤竇灌洗管	142	喉敷料鑷	162
上頤竇穿刺針	142	喉息肉鉗	162
上頤竇套管針	142	喉刀	162
上頤竇骨壁止血夾	142	間接喉異物鉗	163
鼻咬骨鉗	143	直接喉鏡	164~165
鼻剪	143~144	前連合喉鏡	164
鼻甲剪	144	喉鉗	165
鼻中隔鏡	145	喉及食管活體取樣鉗	166
鼻中隔鉗	145	食管鉗	166
鼻中隔嵴鉗	146	阻咬木	167
鼻中隔咬骨鉗	146	開口棒	167
鼻組織切除鉗	147	支氣管鏡	167
鼻咬骨鉗	147	食管鏡	168
鼻中隔魚尾鑿	148	內腔鏡用電線	168
鼻中隔平鑿	148	內腔鏡用電箱	168
鼻粘膜刀	148	內腔鏡用灯泡	169
鼻骨膜剝離子	148	持燈管及燈腳清潔器	169
鼻中隔旋轉刀	149	支氣管及食管吸引管	169
篩竇刮匙	149	支氣管夾棉子	169
鼻骨鋸	150	氣管分泌物保留器	170
乳突及鼻用電動骨鑽	151	支氣管鏡內麻醉噴液器	170
軟腭固定牽開器	152	食管金屬探條	170
鼻咽鏡	152	安全針取出器	170
鼻咽活體檢樣鉗	152	食管絲質探條	170
鼻咽增殖體刮匙	153	支氣管鉗	171
鼻咽增殖體切除器	153	氣管切口擴張鉗	172
金屬壓舌板	154	氣管拉鉤	172
舌鉗	155	氣管金屬探條	172
扁桃體支柱鉤	155	支氣管異物鉤	172
扁桃體剝離子	155	氣管套管	173
扁桃體拉鉤及剝離子	155	氣管插管器械	173
扁桃體夾持鉗	156		
扁桃體止血夾	157		
扁桃體血管鉗	157		
扁桃體縫線鉗	157		
扁桃體刀	158		
扁桃體剪	158		
扁桃體圈斷用鋼絲	159		

## 六、腹部外科器械

胆管鉗	175~176
胆石鉗	176
胆石匙	177~178
胆石探針	178
胆囊穿刺套管針	179

压腸板·····	179
腹部拉鉤·····	179~180
深部拉鉤·····	180
腹壁固定牽開器·····	181
腸鉗·····	182~184
胃腸夾·····	184
腸夾·····	184
胃腸縫合器·····	185
胃鏡·····	185
引流管·····	186
丁字形胆管引流管·····	186
双腔吸引管·····	186
胃沖洗管·····	187
十二指腸導管·····	187

#### 七、泌尿及肛門外科器械

肛門鏡·····	189
直腸鏡·····	190
电乙狀結腸鏡·····	190
痔核鉗·····	191
軟木截痔器·····	192
腎臟拉鉤·····	192
腎蒂鉗·····	193
腎石鉗·····	193
尿道探子·····	194
尿道探子連絲狀探条·····	194
尿道金屬導管連絲狀探条·····	195
尿道內切開器·····	195
尿道鏡·····	196
尿道橡皮導管·····	197~198
不透X線輸尿管導管·····	193~199
導管導引器·····	199
膀胱截石導引探子·····	200
膀胱套管針·····	200
膀胱鏡·····	201
膀胱剪·····	202
膀胱活体取样鉗·····	202
膀胱異物鉗·····	202
膀胱灼燒器·····	202
膀胱碎石鏡·····	203
膀胱拉鉤·····	204
膀胱取石鉗·····	204
膀胱牽開器·····	205

包莖鑷·····	205
直腸注射球·····	206
直腸管·····	206
直腸灌洗球·····	206


#### 八、婦產科器械

陰道鏡·····	207~208
陰道拉鉤·····	208~209
子宮頸擴張器·····	209
子宮頸擴張鉗·····	210
子宮探条·····	210
子宮刮匙·····	211
子宮敷料鉗·····	212
子宮單爪鉗·····	212
子宮双爪鉗·····	212
子宮活体取样鉗·····	213
持子宮鉗·····	213
子宮息肉鉗·····	213
子宮剪·····	214
子宮肌瘤螺旋·····	215
会陰牽開器·····	215
卵巢套管針·····	215
子宮卷棉子·····	216
子宮紗条填塞器·····	216
子宮沖洗管·····	216
子宮托·····	217
子宮托導引鉗·····	217
子宮頸擴張囊·····	217
腹腔鏡·····	218
腹腔板·····	219
腹部拉鉤·····	219
腹壁固定牽開器·····	219
骨盆測量計·····	220~221
產鉗·····	222
頭皮鉗·····	223
流產鉗·····	223
胎盤鉗·····	223
胎盤刮匙·····	224
穿顱器·····	224
碎顱鉗·····	225
穿顱鉗·····	225
碎胎刀·····	226
断头鉤·····	226~227

臍帶剪.....	228	附錄:	
產科剪.....	228	手術器械品質一般檢查法.....	231~235
輸卵管通液器.....	229	手術器械一般保養法.....	235
陰道洗滌球.....	230	索引.....	236~241
吸奶器.....	230		

# 一、基本外科器械


11001——11123




11001

1/1

**11001** 手術刀片 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23 号, 作各种組織切口用。




- 11002 3号手術刀柄 全長13½厘米, 固定10, 11, 12, 15号手術刀片用。  
11003 4号手術刀柄 全長13½厘米, 固定20, 21, 22, 23号手術刀片用。  
11004 3号長手術刀柄 全長21厘米, 固定10, 11, 12, 15号手術刀片用。  
11005 4号長手術刀柄 全長21厘米, 固定20, 21, 22, 23号手術刀片用。  
11006 7号手術刀柄 全長16厘米, 固定10, 11, 12, 15号手術刀片用。




11007

11007 手術刀 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 号, 柄長 10½ 厘米, 作組織切口用。




**11008** 植皮刀 全長 20 厘米, 切皮用。

**11009** 截断刀 刃長 16, 19 厘米, 切断肢体組織用。



11010



11011




11012

**11010** 梅氏直手術剪 全長 14½, 17, 22 厘米, 剪組織用。

**11011** 梅氏彎手術剪 全長 14½, 17, 22 厘米, 剪組織用。


**11012** 梅氏直手術剪 全長 14½, 17 厘米, 剪組織用。



**11013** 直手術剪 鈍頭全長  $14\frac{1}{2}$  厘米, 剪組織用。

**11014** 直手術剪 銳/鈍頭全長  $14\frac{1}{2}$  厘米, 剪組織用。

**11015** 直手術剪 銳頭全長  $14\frac{1}{2}$  厘米, 剪組織用。




**11016** 弯手術剪 鈍头全長  $14\frac{1}{2}$  厘米, 剪組織用。

**11017** 弯手術剪 銳/鈍头全長  $14\frac{1}{2}$  厘米, 剪組織用。

**11018** 弯手術剪 銳头全長  $14\frac{1}{2}$  厘米, 剪組織用。


**11019** 角形手術剪 全長  $14\frac{1}{2}$  厘米, 剪組織用。



11020 拆線剪 全長 14 厘米, 拆剪縫合線用。

11021 繃帶剪 全長 18 厘米, 剪繃帶用。

11022 紗布剪 全長 18 厘米, 剪紗布用。




**11023** 敷料鑷 全長  $12\frac{1}{2}$ , 20, 25, 30 厘米, 夾持敷料用。

**11024** 敷料鑷  $1 \times 2$  齒, 全長  $12\frac{1}{2}$ , 20, 25, 30 厘米, 夾持敷料用。

**11025** 組織鑷  $2 \times 3$  齒, 全長  $12\frac{1}{2}$  厘米, 夾持組織用。

**11026** 組織鑷  $3 \times 4$  齒, 全長  $12\frac{1}{2}$  厘米, 夾持組織用。




**11027 組織鑷** 1×2 齒, 全長 9 厘米, 整形外科夾持組織用。


**11028 裂脣組織鑷** 全長 12 厘米, 裂脣手術夾持組織用。

**11029 肺組織鑷** 全長 15, 20½ 厘米, 夾持肺組織及支氣管等用。


**11030 組織鉗** 4×5 齒, 全長 15, 19 厘米, 夾持組織或皮膚筋膜用。



- 11031** 弯血管钳 半齒槽, 全長 14, 18 厘米, 鉗夾血管, 止血用。
- 11032** 直血管鉗 半齒槽, 全長 14, 18 厘米, 鉗夾血管止血用。
- 11033** 弯血管鉗 全齒槽, 全長 14, 18, 22, 26, 28 厘米, 鉗夾血管止血用。
- 11034** 直血管鉗 全齒槽, 全長 14, 18, 22, 26, 28 厘米, 鉗夾血管止血用。
- 11035** 弯血管鉗 有齒, 全長 14, 18, 22, 26, 28 厘米, 鉗夾血管止血用。
- 11036** 直血管鉗 有齒, 全長 14, 18, 22, 26, 28 厘米, 鉗夾血管止血用。



11037—11038




11039

**11037** 蚊式弯血管鉗 全長 12½ 厘米, 鉗夾精細血管止血用。

**11038** 蚊式直血管鉗 全長 12½ 厘米, 鉗夾精細血管止血用。

**11039** 血 管 鉗 全長 16, 18, 22 厘米, 鉗夾血管止血或分离肺門組織用。




**11040** 子彈鉗 全長 23 厘米, 鉗取組織內子彈用。

**11041** 子彈鉗 全長 23 厘米, 鉗取組織內子彈用。

**11042** 直海綿鉗 全長 24 厘米, 夾持海綿或紗布球用。

**11043** 彎海綿鉗 全長 24 厘米, 夾持海綿或紗布球用。




**11044** 帕巾鉗 全長 8 厘米, 固定手術帕巾用。

**11045** 帕巾鉗 全長 13 厘米, 固定手術帕巾用。

**11046** 器械鉗 全長 27 厘米, 夾取器械用。

**11047** 器械鉗 全長 20,30 厘米, 夾取器械用。




**11048** 动 脉 鑷 全長  $14\frac{1}{2}$  厘米, 夾持动脉用。

**11049** 魚尾形有溝探針 全長  $14\frac{1}{2}$  厘米, 試探創傷導引及切斷結舌用。

**11050** 双 头 探 針 全長  $14\frac{1}{2}$ , 20 厘米, 試探創傷用。


**11051** 有 孔 探 針 全長 16 厘米, 試探創傷用。



**11052** 安全剃刀附刀片 剃除毛髮用。

**11053** 拉 鈎 全長 18 厘米, 牽拉組織用。


**11054** 靜 脈 拉 鈎 全長 20 厘米, 牽拉靜脈用。



**11055** 拉 鈎 1—2 式全長 22 厘米, 牽拉組織用。

**11056** 銳拉鈎 1—4 式全長 22 厘米, 牽拉組織用。


**11057** 鈍拉鈎 1—4 式全長 22 厘米, 牽拉組織用。



11058 双头拉钩 大,小,每套二只,牵拉组织用。

11059 双头拉钩 大,中,小每套三只,牵拉组织用。

11060 下肢截断拉钩 截下肢时、牵拉组织用,洞孔的大小可以调整。




**11061 套 管 針** 管徑 1%, 3, 4½, 6 毫米, 抽引膿液或體腔內其他液體用。

**11062 穿 刺 套 管 針** 管徑 2 毫米, 穿刺或抽注液體用。

**11063 創 緣 夾 縫 拆 鉗** 全長 13 厘米, 拆除創緣夾用。

**11064 創 緣 夾** 夾長 12, 14, 16, 18 毫米, 縫合皮膚創緣用。




**11065 麻醉口罩** 全長 15 厘米, 上麻醉藥用。


**11066 麻醉口罩** 全長 15 厘米, 上麻醉藥用。

**11067 麻醉滴瓶** 容量 100 毫升, 貯藏滴注麻醉藥用。


**11068 木開口楔** 全長 8 厘米, 擴張病人的口腔用。



11069



11070




11071


11069 开口器 全長 13 厘米, 張口用。

11070 开口器 全長 13 厘米, 張口用。

11071 开口器 全長 11, 13 厘米, 張口用。





11072



11073


**11072 麻醉开口器** 每套四只,上麻醉藥时牽拉擴开口腔用。

**11073 小兒麻醉开口器** 兒童上麻醉藥时牽拉擴开口腔用。




**11074** 橡膠導气管 成人用, 兒童用, 全長 11 厘米, 張口通氣用。

**11075** 金屬導气管 成人用, 兒童用, 全長 11 厘米, 張口通氣用。



**11076** 气 管 内 导 管 直徑 5, 6, 7, 9½ 毫米, 插入气管內作麻醉时用。

**11077** 气管內導管導引鉗 全長 20 厘米, 夾持及引導气管內導管用。




**11078** 銳左向动脉瘤針 全長 20 厘米, 动脉瘤或血管手術時導引穿線作結紮用。

**11079** 銳右向动脉瘤針 全長 20 厘米, 动脉瘤或血管手術時導引穿線作結紮用。

**11080** 鈍左向动脉瘤針 全長 20 厘米, 动脉瘤或血管手術時導引穿線作結紮用。

**11081** 鈍右向动脉瘤針 全長 20 厘米, 动脉瘤或血管手術時導引穿線作結紮用。





**11082** 左向引線鉗 全長 19½ 厘米, 引線作結紮用。

**11083** 右向引線鉗 全長 19½ 厘米, 引線作結紮用。


**11084** 持 針 鉗 全長 14 厘米, 夾持縫合針用。

**11085** 持 針 鉗 全長 19 厘米, 夾持縫合針用。




**11086 直圓縫合針** 穿線孔, 彈机孔,  
 1号 長 75 毫米  
 2 " " 68 "  
 3 " " 61 "  
 4 " " 54 "  
 5 " " 47 "  
 6 " " 40 "  
 縫合組織用。

**11087 直三角縫合針** 穿線孔, 彈机孔,  
 1号 長 75 毫米  
 2 " " 68 "  
 3 " " 61 "  
 4 " " 54 "  
 5 " " 47 "  
 6 " " 40 "  
 縫合組織用。



11088



11089

**11088 1/2弧形圓縫合針**

穿線孔, 彈机孔,

1 号 長 35 毫米(以圓弧之直徑量之)

2 " " 31 1/2 " "

3 " " 28 1/2 " "

4 " " 26 " "

5 " " 23 1/2 " "

6 " " 21 1/2 " "

7 " " 19 1/2 " "

8 " " 17 1/2 " "

9 " " 15 1/2 " "

10 " " 13 1/2 " "

11 " " 12 " "

12 " " 10 1/2 " 縫合組織用。

**11089 1/2弧形三角縫合針**

穿線孔, 彈机孔,

1 号 長 35 毫米(以圓弧之直徑量之)

2 " " 31 1/2 " "

3 " " 28 1/2 " "

4 " " 26 " "

5 " " 23 1/2 " "

6 " " 21 1/2 " "

7 " " 19 1/2 " "


8 " " 17 1/2 " "

9 " " 15 1/2 " "

10 " " 13 1/2 " "

11 " " 12 " "

12 " " 10 1/2 " 縫合皮膚或特殊組織用。



**11090 3/8弧形圓縫合針**

穿線孔, 彈机孔,

1 号	長 47	毫米(以圓弧之直徑量之)
2 "	" 43	"
3 "	" 39	"
4 "	" 35½	"
5 "	" 32	"
6 "	" 28½	"
7 "	" 25½	"
8 "	" 23	"
9 "	" 20½	"
10 "	" 18	"
11 "	" 16	"
12 "	" 14	" 縫合組織用。

**11091 3/8弧形三角縫合針**

穿線孔, 彈机孔,

1 号	長 47	毫米(以圓弧之直徑量之)
2 "	" 43	"
3 "	" 39	"
4 "	" 35½	"
5 "	" 32	"
6 "	" 28½	"
7 "	" 25½	"
8 "	" 23	"
9 "	" 20½	"
10 "	" 18	"
11 "	" 16	"
12 "	" 14	" 縫合皮膚或特殊組織用。



11092—11093



11094—11095

**11092** 鉻制羊腸線連直無損傷性縫合針 000,00 号,針長 44 毫米,  
縫合內臟用。


**11093** 鉻制羊腸線連 $\frac{1}{2}$ 弧形無損傷性縫合針 000,00 号,針長 11 $\frac{1}{2}$   
毫米(以圓弧之直徑量之)縫合內臟用。

**11094** 純制羊腸線 000,00,0,1,2,3 号,縫合組織或結紮血管用。


**11095** 鉻制羊腸線 000,00,0,1,2,3 号,縫合組織或結紮血管用。



11096—11097



11098



11099



11100


**11096** 硬質縫合絲線 黑色 1—10 号, 縫合組織用。

**11097** 軟質縫合絲線 黑色 1—10 号, 縫合組織或結紮血管用。

**11098** 尼龍縫線 5—0 号, 縫合組織用。

**11099** 銀 線 直徑 0.7—0.3 毫米, 12 克, 縫合組織用。

**11100** 鋼合金線 直徑 1.2—0.3 毫米, 25, 100 克, 縫合組織用。




**11101 直吸引管** 吸引液体或血液用。


**11102 弯吸引管** 吸引液体或血液用。

**11103 脑膜剥离子** 全长 18 厘米, 分离脑膜用。


**11104 脑拉钩** 全长 20 厘米, 牵拉脑部组织用。




11105



11106



11107



11108—11109


**11105 照明拉鉤** 包括附灯泡的左向右向及濶翼照明拉鉤各一只, 电源線二条, 备用灯泡三只, 接連电源后在深部作業时以灯光照明作牽拉組織用。

**11106 銀 夾** 腦部手術时夾住小血管止血用。


**11107 銀 夾 架** 放置銀夾用。

**11108 弯銀夾鉗** 全長 15 厘米, 夾合銀夾用。

**11109 直銀夾鉗** 全長 15 厘米, 夾合銀夾用。




11110




11111

**11110** 切皮机 切取各种厚度的皮膚, 供移植用。


**11111** 切皮刀附定厚器及定厚片 切取皮膚及測定其厚度用。



11112



**11112 吸皮匣** 成人用匣口  $27 \times 105$  毫米，兒童用匣口  $27 \times 75$  毫米，連接於吸引器上，將匣口按於取皮處，使體面平坦緊張，以便切皮刀切取皮膚。



**11113** 筋膜剝取器 口徑 10 毫米, 全長 500 毫米, 剝取大腿外側濁筋膜用。

**11114** 筋膜穿引針 全長 27 厘米, 穿引筋膜帶用。



1

11115




2

11116



3

11117




**11115** 方口活体取样钳 钳桿長 30, 40 厘米, 夾取組織用。

**11116** 双匙活体取样钳 钳桿長 30, 40 厘米, 夾取組織用。


**11117** 双环活体取样钳 钳桿長 30, 40 厘米, 夾取組織用。



11118



11119




11120


**11118** 布止血帶 全長 80 厘米, 縛紮肢体止血用。

**11119** 橡膠止血帶 全長 60 厘米, 縛紮肢体止血用。


**11120** 气压止血帶附气筒 大, 中, 小縛紮肢体充气后止血用。



11121



11122



11123


**11121** 医用橡皮指套 检查肛门或阴道用。

**11122** 医用橡皮手套 15, 16½, 17¼, 18, 20¼, 21½厘米, 检查或手术时穿戴用。

**11123** 医用橡皮围裙 手术时遮身用。

## 二、矯形外科器械

12001—12103



**12001** 石膏刀 全長 18 厘米, 切开石膏綑帶用。

**12002** 石膏刀 全長 18 厘米, 切开石膏綑帶用。


**12003** 石膏鋸 全長 15 厘米, 鋸除石膏綑帶用。

**12004** 石膏鋸 全長 27 厘米, 鋸开石膏綑帶用。




12005 石膏剪 全長 26, 37 厘米, 剪石膏繃帶用。

12006 鋸齒口石膏剪 全長 37 厘米, 剪石膏繃帶用。




12007



12008

12007 石膏攤開器 全長 24, 30 厘米, 分開石膏用。


12008 电动石膏鋸 鋸除石膏用。



**12009** 指 鋸 全長 23 厘米, 截鋸手指与足趾骨骼用。

**12010** 板形截断鋸 全長 32 厘米, 截鋸四肢骨骼用。

**12011** 弓形截断鋸 全長 32 厘米, 鋸片濶 12, 18 毫米, 截鋸四肢骨骼用。




**12012 鍊 鋸** 鍊長 30, 50 厘米, 截鋸顱骨用。

**12013 線 鋸** 線長 35 厘米, 穿过鑽孔的顱骨截鋸圓骨用。

**12014 鍊 鋸 或 線 鋸 柄** 柄長 6 厘米, 鉤長  $4\frac{1}{2}$  厘米, 套入鍊鋸或線鋸兩端圓孔內作拉鋸用。

**12015 鍊鋸或線鋸導引器** 全長 19 厘米, 引導鍊鋸或線鋸以通过顱骨的鑽孔。




**12016 平 骨 鋸** 刃濶 5, 8, 10, 12, 14 毫米, 全長 17 厘米,  
刃濶 18, 22 毫米, 全長 20 厘米,  
鋸除部分骨骼或作楔形截骨用。


**12017 直 圓 骨 鋸** 刃濶 8, 10, 12, 14 毫米, 全長 17 厘米,  
刃濶 18, 22 毫米, 全長 20 厘米,  
鋸除部分骨骼或作圓形截骨用。

**12018 刻度平骨鋸** 刃濶 10, 12, 14 毫米, 全長 20 厘米,  
鋸除部分骨骼或作楔形截骨用。


**12019 刻度雙斜面平骨鋸** 刃濶 8, 10, 12, 14 毫米, 全長 17 厘米,  
刃濶 18, 22, 25, 30 毫米, 全長 20 厘米, 鋸除部  
分骨骼或作楔形截骨用。



- 12020 直圓骨鑿** 刃濶 10, 12, 14 毫米, 全長 17 厘米,  
刃濶 18, 22, 30 毫米, 全長 20 厘米,  
鑿除部份骨骼或作圓形截骨用。
- 12021 彎圓骨鑿** 刃濶 8, 10, 12, 14 毫米, 全長 17 厘米,  
刃濶 18, 22, 30 毫米, 全長 20 厘米,  
鑿除部份骨骼或作圓形截骨用。
- 12022 膝關節用雙斜面平骨鑿**  
刃濶 35, 40, 50 毫米, 全長 17½ 厘米,  
鑿斷膝關節骨骼用。




12023



12024

**12023 木 骨 錘** 全長 21  $\frac{1}{2}$  厘米, 錘击骨鑿用。


**12024 金屬骨錘** 全長 20 厘米, 錘击骨鑿用,  
錘徑 28 毫米, 錘重 225 克,  
" " 38 " " , " " 450 克。



**12025 骨刮匙** 全長 16 厘米, 1—4 式刮除腐肉或腐骨用。

**12026 骨刮匙** 全長 16 厘米, 1—6 式刮除腐肉或腐骨用。

**12027 双头骨刮匙** 全長 20 厘米, 刮除腐肉或腐骨用。




**12028** 直头骨膜剥离子 全長 14 厘米, 剥离骨膜用。

**12029** 弯头骨膜剥离子 全長 14 厘米, 剥离骨膜用。

**12030** 锤状骨膜剥离子 全長 16 厘米, 剥离骨膜用。

**12031** 钝头骨膜剥离子 全長 16, 20 厘米, 分离骨膜用。




**12032** 双头骨膜剥离子 全長 16 厘米, 剥离及分离骨膜用。

**12033** 骨 膜 剥 离 子 全長 18 厘米, 剥离骨膜用。

**12034** 狭头骨膜剥离子 全長 20 厘米, 分离骨膜用。


**12035** 濶头骨膜剥离子 全長 20 厘米, 分离骨膜用。



**12036 半月形軟骨刀** 全長 17 厘米, 切除膝關節內半月形軟骨用。

**12037 半月形軟骨剪** 1—2 式全長 20 厘米, 截除膝關節內半月形軟骨用。


**12038 切 腱 刀** 1—5 式全長 15½ 厘米, 从切开之微小伤口伸入皮下作切断肌腱用。



**12039 骨 鉤** 全長 21 厘米, 骨复位固定手術時鉤住折骨之端用。

**12040 双头骨撬** 全長 33 厘米, 骨固定術時撬起及顯露骨折端用。


**12041 骨 銼** 全長 24 厘米, 截骨術后, 將粗糙骨端銼成平滑用。



$\frac{1}{2}$

12042


**12042 持骨鉗** 全長 21 厘米, 夾持骨折端用。



$\frac{1}{2}$

12043

**12043 持骨鉗** 全長 21 厘米, 夾持骨折端用。




12044

12045

**12044 持骨鉗** 兒童用全長 23 厘米, 成人用 26 厘米, 夾持骨折端用。

**12045 持骨鉗** 全長 33, 45 厘米, 夾持深部骨折端用。




**12046 直腐骨鉗** 全長 20 厘米, 夾取腐骨用。

**12047 彎腐骨鉗** 全長 20 厘米, 夾取腐骨用。

**12048 直咬骨鉗** 全長 19 厘米, 咬除腐死骨用。


**12049 彎咬骨鉗** 全長 19 厘米, 咬除腐死骨用。



**12050** 直咬骨鉗 全長 19 厘米, 咬除腐死骨用。

**12051** 弯咬骨鉗 全長 19 厘米, 咬除腐死骨用。


**12052** 咬骨鉗 全長 19 厘米, 咬除腐死骨用。



**12053** 直双关节咬骨钳 全长 25 厘米, 咬除腐死骨用。

**12054** 弯双关节咬骨钳 全长 25 厘米, 咬除腐死骨用。

**12055** 斜双关节咬骨钳 全长 25 厘米, 咬除腐死骨用。




12056 直 骨 剪 全長 19 厘米, 剪斷骨骼用。


12057 彎 骨 剪 全長 19 厘米, 剪斷骨骼用。

12058 直雙關節骨剪 全長 27 厘米, 剪斷骨骼用。

12059 彎雙關節骨剪 全長 27 厘米, 剪斷骨骼用。




12060



12061


**12060** 顱骨咬骨鉗 全長 18 厘米, 咬除部分顱骨用。

**12061** 椎板牽開器 全長 27 厘米, 椎板截除術時牽開軟組織用。




**12062** 椎板牽开器 椎板截除術時牽开軟組織用。

**12063** 椎板咬骨鉗 大, 中, 小鉗桿長15, 12, 9厘米, 咬除部分椎板用。




12064

12064 骨鑽 附鑽頭 12 只, 骨骼鑽孔及髌關節成形術時將髌臼與股骨端銼毛用。



12065



12066

**12065 骨鑽** 附線鑽 12 只, 二角鑽頭 3 只, 骨骼固定及牽引時鑽小孔用。

**12066 骨鑽** 附鑽頭 9 只, 骨骼鑽孔用。


1—4 鑽頭直徑應較接骨螺絲釘直徑小 1 毫米。

鑽頭直徑 2½, 3, 3½, 4, 4½ 毫米。



12067

**12067 电动骨锯** 截锯、鑽孔及剔除骨骼用。包括可調節轉速的足踏开关一只，圓鋸二片，鋸鉤一支，球鑽二只，裂鑽六只，綫鑽四只，旋緊扳手一只。



12068


12069

**12068** 接 骨 板 板长 3—13½ 厘米, 固定折断之骨骼用。

**12069** 接骨板弯曲器 全长 19 厘米, 弯曲接骨板用。



12070



12072




12071

**12070 接骨板** 板長 11½—17 厘米。  
以接骨螺絲釘固定后可借肌肉收縮使骨折端互相靠攏  
減少骨折不連接的機會。

**12071 接骨螺絲釘** 釘長 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43, 50 毫米  
釘牢接骨板用。

**12072 骨折固定夾** 全長 17, 20, 23 厘米夾住及固定兩骨折端之用。



**12073** 接骨螺絲釘旋鑿 全長 20 厘米, 夾持及旋緊接骨螺絲釘用。

**12074** 接骨螺絲釘旋鑿 全長 26 厘米, 旋緊接骨螺絲釘用。

**12075** 接骨螺絲釘鉗 全長 22 厘米, 鉗持接骨螺絲釘用。


**12076** 接 骨 板 鉗 全長 22 厘米, 鉗持接骨板用。



12077



12078




12079


**12077** 三 双 釘 釘長 6½—12 厘米，股骨端及頸部骨折固定用。

**12078** 三 双 釘 導 引 針 針徑 2 毫米，針長 203, 215, 228, 253 毫米，三双釘  
击入时指導方向角度用。

**12079** 三双釘冲击及取出器 击入及取出三双釘用。




12080



12081

12080 長柄二双釘 刃長 38, 46, 63 毫米, 股骨端及頸部骨折或  
股骨幹固定用。

12081 長柄二双釘導引器 全長 17½ 厘米, 長柄二双釘插入時指導方向  
角度用。




12082

**12082 髌關節成形術器械 共十四件**

1. 直双斜面平骨鑿 刃濶 10, 13, 16, 19, 25, 31 毫米
2. 弯双 " " " " " " " " " " " "
3. 直圓骨鑿 " " 10, 14, 19, 25 毫米
4. 弯 " " " " " " " " " " " "
5. 弯反向圓骨鑿 " " " " " " " " " "
6. 髌關節用圓骨鑿 大小兩種
7. 髌關節用全弯圓骨鑿

髌關節成形術時鑿除部分骨骼用。




12082

12082 髌關節成形術器械（續前）

- 8. 囊拉鉤
- 9. 碗形鑽頭      大小兩種
- 10. 球 " " "      " " " "
- 11. 連柄碗形鑽      " " " "
- 12. 連柄深碗形鑽      " " " "
- 13. 連柄球形鑽      " " " "
- 14. 骨鑽(圖見 12064)


銼圓股骨端及髌關節孟用。



12083

**12083 髌关节帽** 髌关节成形术时作髌关节帽用。


帽径	帽深
41	× 30 毫米
44	× 32 "
51	× 33 "
41	× 33 "
44	× 35 "
50	× 38 "
41	× 38 "
44	× 39 "
50	× 40 "



12084

**12084 骨髓腔釘及裝置器械**


1. 橈骨釘 全長 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 厘米。
2. 脛 " " 全長 24, 26, 28, 30, 34, 36 厘米。
3. 尺 " " 全長 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 厘米。
- 肱 " " 全長 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 厘米。
4. 股 " " 全長 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 50, 52 厘米，  
骨髓腔內固定用。
- 5, 6. 拔釘器 拔取骨髓腔內固定釘用。
7. 打釘器 打入骨髓腔內固定釘用。



12085 骨 釘 牽 引 器 大小牽引骨骼牽引釘用。

12086 骨 骼 牽 引 釘 釘徑 2, 3, 4, 5 毫米, 釘長 10, 12 $\frac{1}{2}$ , 15, 17 $\frac{1}{2}$ , 20, 22 $\frac{1}{2}$  厘米, 击入骨骼作牽引用。


12087 骨 骼 牽 引 釘 用 柄 8×3 $\frac{1}{2}$  厘米, 击入骨骼牽引釘用。



**12088** 骨 針 牽 引 器 大、中、小牽引骨骼牽引針用。

**12089** 骨針牽引器 (附板頭) 間距  $9\frac{1}{2}$ ,  $10\frac{1}{2}$ , 12,  $13\frac{1}{2}$ , 15 厘米, 牽引骨骼牽引針用。



**12090** 骨 骼 牽 引 針 針徑 0.75, 1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 毫米, 針長 23, 30 厘米, 插入骨骼作牽引用。



12091 顱骨牽引器 鑽徑 2, 3 毫米, 頸椎骨折或脫臼時作牽引用。


12092 環 鑽 鑽徑 10, 15, 20, 25, 30 毫米, 在骨骼上作環狀骨孔用。

12093 骨 錐 全長 22 厘米, 在骨骼上鑽小孔用。




12094

12094 下肢牽引器 牽引及固定下肢骨折用。



**12095 上肢夾板** 圈外徑 22, 30, 35 厘米, 鐵桿長 86 厘米成人用, 兒童用, 牽引及固定上肢骨折用。

**12096 下肢夾板** 1—2 式成人用兒童用牽引及固定下肢骨折用  
 圈外徑 25 厘米 鐵桿長 90 厘米  
 " " " 32 " " " 102 "  
 " " " 40 " " " 110 "



**12097** 下肢夾板連接器 成人用,兒童用連接於下肢牽引器上作多方面牽引用。

**12098** 下肢夾板支持架 連接於下肢牽引器上防止足跟着地用。


**12099** 置 足 架 連接於下肢牽引器上防止足下垂用。




12100



12101



12102



12103

**12100** 木 夾 板  $8\frac{1}{2} \times 45$  厘米, 四肢骨折固定用。


**12101** 梯 形 夾 板  $8\frac{1}{2} \times 77\frac{1}{2}$  厘米, 四肢骨折固定用。

**12102** 網 眼 夾 板  $12\frac{1}{2} \times 91\frac{1}{2}$  厘米, 四肢骨折固定用。

**12103** 骨 盆 支 持 架 軀幹上石膏時支持骨盆部用。

### 三、胸部外科器械


13001—13026



13001


**13001 胸腔鏡** 檢查胸腔內粘連時用。

包括：1. 觀察鏡 2. 燒灼器 3. 鏡管清潔器 4. 麻醉注射針 5. 活體檢樣鉗  
6. 套管針




13002 肋骨剪 全長 34 厘米, 剪斷肋骨用。

13003 肋骨剪 全長 34 厘米, 剪斷肋骨用。




13004




13005

**13004** 肋骨牵开器 牵开肋骨或胸骨用。

**13005** 肋骨牵开器 牵开肋骨用。




13006



13007

**13006** 肋骨合攏器 全長 20 厘米, 夾合肋骨用。

**13007** 肩胛骨拉鉤 大 75 × 88 毫米, 小 75 × 50 毫米, 牽引肩胛骨用。



**13008** 肋骨骨膜剥离子 全长 17½ 厘米, 分离肋骨骨膜用。


**13009** 双头肋骨骨膜剥离子 全长 22 厘米, 分离肋骨骨膜及撕破胸膜用。

**13010** 双头肋骨骨膜剥离子 全长 24 厘米, 剥离及分离肋骨骨膜用。



**13011** 胸腔手術剪 全長 22 厘米,剪深部組織用。


**13012** 角形胸腔手術剪 全長 30 厘米,剪深部組織用。



**13013** 肋骨咬骨鉗 全長 24 厘米, 咬齊肋骨殘端用。

**13014** 直雙關節肋骨咬骨鉗 全長 30 厘米, 方口, 口濶 18½ 毫米, 圓口, 口濶 19½ 厘米, 咬齊肋骨殘端用。


**13015** 彎雙關節肋骨咬骨鉗 全長 30 厘米, 方口, 口濶 18½ 毫米, 圓口, 口濶 19½ 厘米, 咬齊肋骨殘端用。




**13016 胸 骨 剪** 全長 22 厘米, 切断胸骨用。

**13017 胸骨穿孔器** 全長 28 厘米, 咬切胸骨用。

**13018 肺 叶 鉗** 全長 29 厘米, 夾持肺叶用。



13019




13020

**13019** 肺門止血帶 結紮肺門止血用。

**13020** 大血管止血夾 全長 15, 17½, 20 厘米, 血管吻合術時夾合血管止血用。




13021



13022


**13021** 心瓣膜刀 全長 15 厘米, 二尖瓣狹窄, 切開組織用。

**13022** 心臟導管 全長 50, 100 厘米, 管徑  $1\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$  毫米, 心臟手術導引血液用。



**13023 胸部拉鉤** 翼濶 25 毫米, 全長 25 厘米, 胸腔手術時牽拉組織用。

**13024 心耳鉗** 1—3 式, 全長 25½ 厘米, 鉗夾腔靜脈用。




**13025 微弯剥离钳** 全長 23 厘米, 剥离未閉动脉導管后側用。


**13026 直角形支气管钳** 全長 22 厘米, 食管截断时, 钳夾远端或肺截除时, 夾持支气管用。

## 四、眼 科 器 械


14001—14094



14001



14002




14003

**14001 檢眼鏡** 作直像眼底檢查用。

**14002 眼壓計** 測量眼內壓用。7½, 10 克砝碼各一只。

**14003 眼壓計** 測量眼內壓用。包括 5, 7½, 10, 15 克砝碼各 1 只, 砝碼鉗 1 把, 打印台 1 合, 量尺 1 方。




**14004 眼臉擴張器** 全長 9 厘米, 擴張眼臉, 暴露眼球用。

**14005 眼臉擴張器** 全長 7½ 厘米, 擴張眼臉, 暴露眼球用。

**14006 淚囊牽開器** 全長 6½ 厘米, 擴張淚囊手術野用。


**14007 金屬眼臉板** 全長 11 厘米, 支撐眼臉, 保護眼球用。  
金屬, 牛角, 全長 11 厘米。



**14008** 眼臉拉鉤 1—2 式, 柄長 9½ 厘米, 拉开臉裂用。

**14009** 白內障刀 1—2 式, 柄長 9½ 厘米, 白內障摘除切口及眼臉手術用。

**14010** 白內障刀 1—3 式, 柄長 9½ 厘米, 角膜切口用。




**14011 角 膜 刀** 1—3 式, 柄長 9½ 厘米, 前房穿刺, 內障摘除切口, 角膜層次剝離用。

**14012 角 膜 刀** 柄長 9½ 厘米, 前房穿刺用。

**14013 圓頭角膜刀** 柄長 9½ 厘米, 切削角膜組織用。

**14014 小 泪 管 刀** 1—3 式, 柄長 9½ 厘米, 切开小泪管用。




**14015** 虹膜刀 1—2式, 柄長 $9\frac{1}{2}$ 厘米, 虹膜切開用。


**14016** 虹膜刀 1—3式, 柄長 $9\frac{1}{2}$ 厘米, 虹膜切開用。

**14017** 虹膜刀 柄長 $9\frac{1}{2}$ 厘米, 虹膜切開用。

**14018** 角膜緣刀 柄長 $9\frac{1}{2}$ 厘米, 切開環繞角膜緣的組織用。



- 14019 弯虹膜复位器** 柄長 9½ 厘米, 虹膜复位用。
- 14020 直虹膜复位器** 柄長 9½ 厘米, 虹膜复位用。
- 14021 睫狀体剥离器** 柄長 9½ 厘米, 睫狀体剥离用。
- 14022 直刺囊針** 柄長 9½ 厘米, 白內障或晶狀体囊刺开用。
- 14023 弯刺囊針** 柄長 9½ 厘米, 白內障或晶狀体囊刺开用。




**14024** 眼科刀 1—4 式, 柄長 9½ 厘米, 眼臉切開用。

**14025** 眼科刀 柄長 9½ 厘米, 虹膜切開用。

**14026** 直晶狀體囊切開刀 柄長 9½ 厘米, 晶狀體囊切開用。

**14027** 彎晶狀體囊切開刀 柄長 9½ 厘米, 晶狀體囊切開用。

**14028** 虹膜鉤 柄長 9½ 厘米, 鉤取虹膜用。




**14029 固定鉤** 柄長9½厘米, 眼瞼或淚囊切口牽拉及固定組織用。

**14030 穿刺針** 柄長9½厘米, 前房穿刺用。

**14031 異物針** 柄長9½厘米, 挑除眼球表面異物用。

**14032 異物鏟** 柄長9½厘米, 刮除眼球表面異物在傷口上的遺跡用。

**14033 異物圓鑿** 柄長9½厘米, 刮除眼球表面異物在傷口上的遺跡及坏死組織用。




**14034** 斜視鉤 柄長 9½ 厘米, 斜視手術時牽鉤肌腱用。

**14035** 斜視鉤 柄長 9½ 厘米, 斜視手術時牽鉤肌腱用。

**14036** 淚囊拉鉤 柄長 9½ 厘米, 淚囊手術時牽拉組織擴張手術野用。

**14037** 角膜點墨針 柄長 9½ 厘米, 角膜塗色用。

**14038** 角膜點墨針連眼刮 全長 12½ 厘米, 角膜塗色用。




**14039 臉板腺囊腫匙** 1—2 式, 柄長 9½ 厘米, 刮臉板腺囊腫用。

**14040 臉板腺囊腫匙** 1—3 式, 柄長 9½ 厘米, 刮臉板腺囊腫用。

**14041 晶狀體環匙** 柄長 9½ 厘米, 摘除晶狀體時用。

**14042 晶狀體環匙** 柄長 9½ 厘米, 摘除晶狀體時用。




**14043** 白內障匙 1—2 式, 柄長 9½ 厘米, 摘除白內障用。

**14044** 白內障匙 1—2 式, 柄長 9½ 厘米, 摘除白內障用。


**14045** 眼球內容匙 柄長 9½ 厘米, 刮除眼球內容用。

**14046** 眼球內容匙 柄長 9½ 厘米, 刮除眼球內容用。



**14047** 淚管擴張器 1--2式,全長 11 厘米,擴張淚管用。

**14048** 雙頭淚管探針 每套八只,全長 12.8 厘米,探通淚道用。




**14049 虹膜鑷** 無鉤, 全長 10 厘米, 夾持虹膜用。

**14050 虹膜鑷** 有鉤, 全長 10 厘米, 夾持虹膜用。

**14051 虹膜鑷** 無鉤, 全長 10 厘米, 夾持虹膜用。


**14052 虹膜鑷** 有鉤, 全長 10 厘米, 夾持虹膜用。




**14053 虹膜鉗** 有鉤, 全長 8½ 厘米, 夾持虹膜用。

**14054 虹膜鉗** 有鉤, 全長 7 厘米, 夾持虹膜用。

**14055 斜視鉗** 1—2 式, 全長 9½ 厘米, 夾持眼外肌腱用。



- 14056** 晶狀體囊鉗 全長 6 厘米, 白內障囊外摘除時用。
- 14057** 晶狀體囊鉗 全長 6 厘米, 白內障囊外摘除時用。
- 14058** 晶狀體囊鉗 全長 7½ 厘米, 白內障囊內摘出時用。
- 14059** 晶狀體囊鉗 全長 7½ 厘米, 白內障囊內摘出時用。
- 14060** 晶狀體囊鉗 全長 11 厘米, 白內障囊外摘除時用。




**14061 固定鑷** 全長 11 厘米, 固定眼球用。

**14062 固定鑷** 有扣, 全長 11 厘米, 固定眼球用。

**14063 臉板腺囊腫鑷** 圈內徑 6 毫米, 全長 9 厘米, 夾持臉板腺囊腫用。

**14064 臉板腺囊腫鑷** 1—2 式, 圈內橫徑 18.22 毫米, 全長 8½ 厘米, 夾持臉板腺囊腫用。




**14065** 沙眼車輪鑷 全長 11 厘米, 压榨沙眼顆粒用。

**14066** 沙眼压榨鑷 全長 10 厘米, 压榨沙眼顆粒用。

**14067** 沙 眼 鑷 圈內徑 10 毫米, 全長 9 厘米, 刮沙眼用。

**14068** 睫 毛 鑷 全長 7 厘米, 拔睫毛用。




**14069 弯虹膜剪** 全長 10½ 厘米, 截除虹膜用。

**14070 直虹膜剪** 全長 10½ 厘米, 截除虹膜用。

**14071 侧弯虹膜剪** 全長 10½ 厘米, 截除虹膜用。

**14072 虹膜剪** 1—2 式, 全長 11 厘米, 截除虹膜用。




**14073 弯球头斜視剪** 全長 10½ 厘米, 截断斜肌用。

**14074 直球头斜視剪** 全長 10½ 厘米, 截断斜肌用。


**14075 角形球头斜視剪** 全長 10½ 厘米, 截断斜肌用。

**14076 眼 球 摘 出 剪** 全長 11½ 厘米, 摘除眼球用。



14077 切 腿 剪 全長 10 厘米, 截腿用。

14078 巩膜环鑽 鑽徑 1, 1½, 1¾, 2, 2½, 3 毫米, 作巩膜环鑽用。



#### 14079 眼科半弯三角缝合针



- 1号 長 35 毫米,
- 2号 長 28 毫米,
- 3号 長 22 毫米,
- 4号 長 17½ 毫米, 眼科手術時, 縫合組織用。

#### 14080 眼科½弧形圓缝合针

- 1号 長 13½ 毫米, (以圓弧之直徑量之)
- 2号 長 11½ 毫米,
- 3号 長 9½ 毫米,
- 4号 長 7½ 毫米, 眼科手術時, 縫合組織用。

#### 14081 眼科½弧形三角缝合针

- 1号 長 13½ 毫米, (以圓弧之直徑量之)
- 2号 長 11½ 毫米,
- 3号 長 9½ 毫米,
- 4号 長 7½ 毫米, 眼科手術時, 縫合組織用。




**14082 眼科 $\frac{1}{2}$ 弧形圓縫合針**

- 1 号 長  $18\frac{1}{2}$  毫米, (以圓弧之直徑量之)
- 2 号 長  $14\frac{1}{2}$  毫米,
- 3 号 長  $12\frac{1}{2}$  毫米,
- 4 号 長  $10\frac{1}{2}$  毫米, 眼科手術時, 縫合組織用。

**14083 眼科 $\frac{1}{2}$ 弧形三角縫合針**

- 1 号 長  $18\frac{1}{2}$  毫米, (以圓弧之直徑量之)
- 2 号 長  $14\frac{1}{2}$  毫米,
- 3 号 長  $12\frac{1}{2}$  毫米,
- 4 号 長  $10\frac{1}{2}$  毫米, 眼科手術時, 縫合組織用。

**14084 額部固定器 縛於額部, 固定眼瞼用。**




**14085** 眼科持針器 全長 12 厘米, 夾持眼科縫合針用。

**14086** 眼科持針器 全長 13 厘米, 夾持眼科縫合針用。

**14087** 眼科持針器 全長  $14\frac{1}{2}$  厘米, 夾持眼科縫合針用。



**14088** 淚囊鼻腔貫通術縫針 左右全長 12 厘米, 施行淚囊鼻腔吻合術時,  
縫合淚囊與鼻腔粘膜用。




14089

**14089 角膜移植器械 包括:**


1. 有齒鋸, 全長 8 ½ 厘米; 2. 3. 移植片壓平器: 大號器徑 5 ½ × 6 毫米, 小號 4 ½ × 5 毫米; 4. 眼球定位器; 5. 一號角膜環鑽, 鑽徑 5 毫米; 6. 7. 8. 二, 三, 四號角膜環鑽, 鑽徑 4 毫米; 9. 象牙保護板; 10. 角膜刀; 11. 刮匙; 12. 13. 圓形鑷, 大小號; 14. 探針。  
作角膜移植手術用。(見 117 頁)





14090 角膜双刀 附刀片盒及旋鑿, 角膜移植用。



14091 角 膜 剪 1—3 式, 角膜移植用。



14092

**14092 眼部異物定位器** 眼球內異物定位用。

包括：头部固定器及臂形注視器，指示環，指示桿及連合基脚注視器。





**14093 高頻燒灼器** 附視網膜剝離針六支，電極柄一只及電源線一條，視網膜剝離用。

**14094 眼用電磁鐵** 附磁極十只，吸取眼內異物用。

## 五、耳鼻咽喉科器械


15001—15163




15002

**15001** 額鏡 鏡徑 90 毫米檢查耳鼻喉時用。

**15002** 头灯 耳鼻喉手術時作照明用。




15003




15004

**15003 噴粉器** 耳内噴散藥粉時用。


**15001 噴液器** 耳、咽、喉噴洒藥液時用。




15005



15006



15007




15008

**15005 电耳鏡** 包括鏡徑 4, 5, 6 毫米的塑膠耳鏡各 1 只, 鼻鏡 1 只, 备用灯泡 2 个, 能調節三種光亮度的塑膠电筒一只。檢查外耳道及鼓膜用。

**15006 耳 鏡** 1—3 式, 鏡徑 2, 3, 4 毫米, 檢查外耳道及鼓膜用。

**15007 耳 鏡** 1—3 式, 鏡徑 5, 6, 7 毫米, 檢查外耳道及鼓膜用。

**15008 鼓气耳鏡** 1—3 式, 鏡徑 3, 4, 5 毫米, 檢查鼓膜及做漏管試驗時用。




**15009** 卷 棉 子 螺紋頭, 全長  $17\frac{1}{2}$  厘米, 卷纏棉花作敷藥用。

**15010** 卷 棉 子 三角頭, 全長  $17\frac{1}{2}$  厘米, 卷纏棉花作敷藥用。

**15011** 耳 用 鉤 1—2 式, 全長 16 厘米, 鉤取外耳道耵聍或異物用。

**15012** 角形耳敷料鑷 頭濶 1 毫米, 全長 11 厘米, 鉗夾敷料及鉗取外耳道內耵聍或異物用。

**15013** 槍形耳敷料鑷 頭濶 1 毫米, 全長 16 厘米, 鉗夾敷料及鉗取外耳道內耵聍或異物用。



**15014** 槍形耳用探針 全長 18 厘米, 探察外耳道內及鼓膜穿孔之中耳內病變用。

**15015** 角形耳用探針 全長 18 厘米, 探察外耳道內及鼓膜穿孔之中耳內病變用。


**15016** 角形鼓膜刀 全長 16 厘米, 穿刺鼓膜用。

**15017** 角形鼓膜刀 全長 17 厘米, 切開鼓膜用。

**15018** 槍形鼓膜刀 全長 18  $\frac{1}{2}$  厘米, 穿刺鼓膜用。




15019



15020

**15019** 咽鼓管吹張球 容量 200 克, 作咽鼓管吹張法時用。


**15020** 耳用金屬注射器 50, 100 毫升, 二只頭子, 沖洗外耳道用。




15021 咽鼓管導管吹張球 容量 30, 60, 90 毫升, 外耳道沖洗時用。

15022 咽 鼓 管 導 管 1—3 式, 管徑 2, 3, 4 毫米, 中耳吹張用。

15023 耳 息 肉 圈 斷 器 全長 16 厘米, 截斷耳息肉用。




15024



15025


**15024** 耳鉗 全長 15 厘米, 鉗取外耳道內耵聍、異物或病理組織用。

**15025** 耳鉗 全長 15 厘米, 鉗取外耳道內耵聍、異物或病理組織用。



15026

**15026 耳息肉鉗** 1—4 式, 鉗桿長 13 厘米, 鉗取或咬除外耳道內肉芽, 乳头瘤及咬除中耳之息肉或肉芽用。




**15027 乳突牽开器** 全長 9 厘米, 4×4 齒, 牽开耳后乳突部軟組織切口用。

**15028 乳突牽开器** 全長 11 厘米, 3×3 齒, 牽开耳后乳突部軟組織切口用。

**15029 乳突牽开器** 全長 14 厘米, 3×4 齒, 牽开耳后乳突部軟組織切口用。

**15030 乳突牽开器** 全長 14 厘米, 3×4 齒, 牽开耳后乳突部軟組織切口用。




**15031** 耳用骨膜剥离子 全長 17 厘米, 剥离乳突部骨膜用。

**15032** 乳 突 骨 鎚 全長 18½ 厘米, 鎚鑿乳突, 鼻竇及其他骨質時用。

**15033** 乳 突 平 鑿 刃濶 3, 5, 7, 9 毫米, 全長 16 厘米, 鼓室乳突手術時鑿平面神經嵴或鑿除一般骨質用。

**15034** 乳 突 圓 鑿 刃濶 3, 5, 7, 9 毫米, 全長 16 厘米, 乳突鑿開術時鑿開乳突外層及鑿除其內部骨質用。




**15035** 乳突咬骨鉗 全長 15 厘米, 乳突鑿開術時, 作咬除乳突外層骨質用。


**15036** 乳突咬骨鉗 全長 15 厘米, 乳突鑿開術時, 作咬除乳突外層骨質用。

**15037** 乳突咬骨鉗 全長 20 厘米, 鼓室乳突手術時作咬除骨橋用。

**15038** 乳突咬骨鉗 全長 20 厘米, 鼓室乳突手術時作咬除骨橋用。




15039



15040


**15039 乳突咬骨鉗** 1—3 式, 口濶 2, 4, 5 毫米, 乳突鑿開術時, 咬除骨質或上頷竇手術時作擴大骨壁開口用。

**15040 鼓環咬骨鉗** 全長 18 厘米, 內耳開窗時, 咬除鼓環用, 亦可用於乳突根除術。



**15041** 槌骨头剪 全長 11 厘米, 內耳开窗術时, 剪除槌骨之头用。

**15042** 耳鼻吸引管 口徑 2 毫米, 全長 19 厘米, 乳突及鼻部手術时吸除膿血用。




**15043** 耳用銳匙及銳鉤 全長 12 厘米，鉤取或刮取外耳道內耵聍用。

**15044** 咽鼓管刮匙 1—3 式，全長  $17\frac{1}{2}$  厘米，刮除咽鼓管中耳粘膜用。

**15045** 乳突刮匙 匙徑  $4\frac{1}{2}$ , 5, 6, 7, 8 毫米，全長 16 厘米，刮除病理小房及病理組織用。

**15046** 乳突刮匙 1—6 式：000—0 式，全長 18 厘米，1—3 式全長 16 厘米，刮除病理小房及病理組織用。




**15047 直耳用鈍刮匙** 匙徑 2, 3, 3½, 4 毫米, 全長 15 厘米, 刮取外耳道內耵聍異物或脫落之病理組織用。

**15048 弯耳用鈍刮匙** 匙徑 2, 3, 3½, 4 毫米, 全長 15 厘米, 刮取外耳道內耵聍異物或脫落之病理組織用。


**15049 直耳用銳刮匙** 匙徑 2, 3, 3½, 4 毫米, 全長 15 厘米, 刮取外耳道內肉芽或乳头瘤用。

**15050 弯耳用銳刮匙** 匙徑 2, 3, 3½, 4 毫米, 全長 15 厘米, 刮取外耳道內肉芽或乳头瘤用。




15051 鼻鏡 1—3 式, 全長 15 厘米, 檢查鼻腔用。

15052 鼻鏡 1—4 式, 全長 15 厘米, 檢查鼻腔用。



**15053 鼻 鏡** 1—3 式, 全長 13 厘米, 檢查鼻腔上部或作鼻中隔彎曲矯正手術時分開兩側之粘膜骨膜瓣用。

**15054 鼻飼管**  $5\frac{1}{2} \times 500$ ,  $7\frac{1}{2} \times 900$  毫米, 作鼻飼法時用。




15055 鼻 息 肉 鉗 全長 18 厘米, 夾持鼻息肉用。

15056 鼻 息 肉 鉗 全長 18 厘米, 夾持鼻息肉用。


15057 鼻 息 肉 圈 斷 器 管徑 2 毫米, 圈套及截除鼻息肉用。

15058 鼻 息 肉 圈 斷 用 鋼 絲 置鼻息肉圈斷器上, 作圈套及截除鼻息肉用。




15059

- 15059** 上頷竇及頰竇透照器 包括：  
頂燈及邊燈的玻璃透照器各一支，變壓器一只，電源線一束。  
透照上頷竇及頰竇用。




15060



15061

15060 額寶銼 1—3 式, 全長 18 厘米銼大鼻額管用。

15061 上頷寶銼 1—3 式, 全長 18 厘米銼開上頷寶用。




**15062** 上颌竇灌洗管 管徑 2, 3 毫米, 全長 10 厘米, 灌洗上颌竇用。

**15063** 上颌竇穿刺針 全長 11 厘米, 穿刺及灌洗上颌竇用。


**15064** 上颌竇套管針 全長 15 厘米, 穿刺及灌洗上颌竇用。

**15065** 上颌竇骨壁止血夾 夾端徑 3 毫米, 作上颌竇手術時夾止骨壁出血用。



**15066 鼻咬骨鉗** 口濶 2, 3, 4 毫米, 全長 18 厘米, 咬切鼻內脆弱之骨質或分割鼻內粘連用。


**15067 鼻剪** 全長 16 厘米, 鼻內剪組織用。




**15068 鼻剪** 全長 16 1/2 厘米, 中鼻甲截除手術時, 作鼻甲切口並可作剝離扁桃體用。

**15069 鼻剪** 全長 19 厘米, 中鼻甲截除手術時, 作鼻甲切口用。


**15070 鋸齒口鼻甲剪** 全長 21 厘米, 下鼻甲截除手術時, 剪斷鼻甲或喉裂開手術時剪甲狀軟骨用。



15071



15072




15073

**15071 鼻中隔鏡** 鼻中隔弯曲矯正手術時，固定分開兩側之粘膜骨膜瓣用。

**15072 鼻中隔鏡** 鼻中隔弯曲矯正手術時，固定分開兩側之粘膜骨膜瓣用。


**15073 鼻中隔鉗** 全長  $22\frac{1}{2}$  厘米，夾擠鼻中隔弯曲部分用。



**15074** 鼻中隔嵴鉗 全長 13 厘米, 咬除鼻中隔嵴用。


**15075** 鼻中隔咬骨鉗 全長 17 厘米, 鼻中隔彎曲矯正手術時咬除軟骨及骨質用。

**15076** 鼻中隔咬骨鉗 全長 18½ 厘米, 鼻中隔彎曲矯正手術時, 咬除軟骨及骨質用。



**15077** 鼻組織切除鉗 1—2 式, 全長 19 厘米, 咬切鼻內軟組織用。

**15078** 鼻咬骨鉗 全長 20 厘米, 鼻中隔彎曲矯正手術, 或中鼻甲圈套截除手術時在軟骨斷面上作切口用。




**15079 鼻中隔魚尾鑿** 刃濶3,4毫米,全長15½厘米,鼻中隔彎曲矯正手術時,鑿平上頷骨嵴用。

**15080 鼻中隔平鑿** 刃濶3,4毫米,全長16½厘米,鼻中隔彎曲矯正手術時,鑿平上頷骨嵴用。

**15081 鼻粘膜刀** 全長15½厘米,鼻中隔彎曲矯正手術時,切開鼻中隔粘膜及軟骨用。


**15082 雙頭鼻骨膜剝離子** 全長18厘米,鼻中隔彎曲矯正手術時,剝離粘膜骨膜瓣用。



**15083** 鼻中隔旋轉刀 刃濶 3 毫米，全長 21 厘米，鼻中隔彎曲矯正手術時，切除鼻中隔軟骨用。

**15084** 篩竇刮匙 1—6 式，全長 20 厘米，刮除篩竇小房及病變之粘膜用。


**15085** 雙頭篩竇刮匙 全長 25 厘米，刮除額竇與鼻腔通道內之病變組織用。





**15086** 左向鼻骨鋸 鋸鼻部骨骼用。

**15087** 右向鼻骨鋸 鋸鼻部骨骼用。

**15088** 直鼻骨鋸 全長 22 厘米，鋸鼻部骨骼用。




15089 乳突及鼻用电动骨鑽 附环鑽1只, 鑽头10只, 施行乳突及鼻部手術时用。



**15090 軟腭固定牽引器** 全長 12 厘米，檢查鼻咽部時，將軟腭向前牽引並固定用。

**15091 鼻 咽 鏡** 檢查鼻咽部用。


**15092 鼻咽活體檢樣鉗** 全長 19 厘米，在間接喉鏡下，切取鼻咽部活體組織用。



**15093** 鼻咽增殖体刮匙 匙濶 12, 15, 18 毫米, 全長 22 厘米, 刮除鼻咽內增殖体用。

**15094** 鼻咽增殖体刮匙 匙濶 12, 15, 18 毫米, 全長 23 厘米, 刮除鼻咽內增殖体用。


**15095** 鼻咽增殖体切除器 刃濶 15, 18 毫米, 全長 24 厘米, 切除鼻咽內增殖体用。



**15096** 金屬压舌板 全長 14 厘米, 檢查咽部时, 作压舌用。

**15097** 木压舌板 全長 17 厘米, 檢查咽部时, 作压舌用。

**15098** 角形压舌板 檢查咽部时, 作压舌用。




**15099** 舌鉗 全長 17 厘米, 全身麻醉時, 鉗夾及牽出退縮之舌體用。

**15100** 扁桃體支柱鉤 全長 19 厘米, 牽拉咽前柱用。

**15101** 扁桃體剝離子 全長 22 厘米, 剝離扁桃體用。


**15102** 扁桃體拉鉤及剝離子 全長 22 厘米, 剝離扁桃體及牽引咽前柱用。



**15103** 扁桃体夹持钳 全長 21 厘米, 扁桃体圈套截除術时, 钳持扁桃体用。

**15104** 扁桃体夹持钳 全長 20 厘米, 扁桃体圈套截除術时, 钳持扁桃体用。


**15105** 扁桃体夹持钳 全長 23 厘米, 扁桃体圈套截除術时, 钳持扁桃体剩  
余部分用。



**15106** 扁桃体止血夾 全長 15 厘米，扁桃体術后止血用。

**15107** 扁桃体血管鉗 全長 18 厘米，鉗夾血管止血用。


**15108** 扁桃体縫線鉗 全長 18 厘米，扁桃体術后吻合时用。



**15109 扁桃体刀** 全長 19  $\frac{1}{2}$  厘米, 扁桃体圈套截除術时, 切开粘膜炎。

**15110 扁桃体剪** 全長 18 厘米, 剪切扁桃体周圍組織或剝离扁桃体用。


**15111 扁桃体剪** 全長 18 厘米, 剪切扁桃体周圍組織或剝离扁桃体用。



**15112** 扁桃体圈断用鋼絲 置扁桃体圈断器上作圈套及截除扁桃体用。


**15113** 扁桃体圈断器 扁桃体圈套及截除用。

**15114** 扁桃体圈断器 扁桃体圈套及截除用。




**15115** 扁桃体截除器 扁桃体挤切用。

**15116** 扁桃体吸引管 扁桃体手术时，吸引口腔内血液用。



**15117 喉鏡** 鏡徑 10, 12, 14, 18, 22, 26 毫米, 間接喉檢查法時用。


**15118 活動鼻咽鏡** 檢查鼻咽腔和鼻后孔時用。



**15119 喉敷料鑷** 全長 18 厘米, 梨狀窩局部麻醉時, 鉗持棉花用。

**15120 喉息肉鉗** 全長 19½ 厘米, 鉗取聲帶息肉用。

**15121 喉 刀** 全長 21 厘米, 喉部水腫或膿腫切開用。




15122


15123

**15122** 間接喉異物鉗 全長 22 厘米, 鉗取咽下部魚骨用。


**15123** 間接喉異物鉗 全長 22 厘米, 鉗取咽下部魚骨用。



15124



15125




15126


**15124** 直 接 喉 鏡 成人用, 作直接喉檢查時用。

**15125** 小兒用直接喉鏡 兒童或嬰兒用, 作直接喉檢查時用。

**15126** 前 連 合 喉 鏡 成人用, 兒童用, 作喉前連合檢查時用。




15127



15128

**15127** 改良直接喉鏡附擴大鏡 成人用, 兒童用, 嬰兒用, 直接喉  
檢查或咽部檢查時用。

**15128** 電筒式直接喉鏡 直接喉檢查或咽部檢查時用。



**15129** 喉 鉗 鉗桿長 28 厘米, 鉗取喉內異物或瘤腫用。

**15130** 喉 鉗 鉗桿長 28 厘米, 鉗取喉內異物用。

**15131** 喉 鉗 匙徑 2, 5, 6 毫米, 鉗桿長 28 厘米, 咬取喉內瘤腫組織用。


**15132** 喉 鉗 匙徑 2, 4, 6 毫米, 鉗桿長 28 厘米, 咬取喉內小結用。

**15133** 喉 鉗 鉗桿長 28 厘米, 咬取喉內瘤腫組織用。


**15134** 喉 鉗 鉗桿長 28 厘米, 咬取喉內瘤腫組織用。

**15135** 喉及食管活體取樣鉗 鉗桿長 28, 50, 60 厘米, 咬取喉及食管內瘤腫組織用。

**15136** 食管鉗 鉗桿長 28 厘米, 鉗取食管內異物用。




- 15137 阻咬木** 兒童用, 成人用, 行內腔鏡手術時防止病人咬閉牙關用。
- 15138 開口棒** 全長  $10\frac{1}{2}$  厘米, 行內腔鏡手術病兒不肯張口時, 以此棒由上下牙列之後方探入咽部引起惡心使其張口用。
- 15139 支氣管鏡**  $3 \times 200$ ,  $3\frac{1}{2} \times 240$ ,  $4 \times 250$ ,  $4\frac{1}{2} \times 250$ ,  $4 \times 450$ ,  $5 \times 250$ ,  $5 \times 450$ ,  $6 \times 320$ ,  $3 \times 350$ ,  $7 \times 400$ ,  $8 \times 400$ ,  $9 \times 400$  毫米, 檢查氣管及支氣管用。



15140



15141




15142

**15140 食管鏡** 7×11×180, 9×13×200, 10×14×250, 12×18×250, 10×14×350, 11×16×450 毫米, 檢查食管用。

**15141 內腔鏡用电線** 輸電供內腔鏡照明用。

**15142 內腔鏡用电箱** 供內腔鏡照明用電源。




**15143 內腔鏡用灯泡** 裝內腔鏡上照明用。

**15144 持灯管及灯脚清潔器** 全長 97 毫米，清潔支气管鏡及食道鏡之持灯管，灯脚之螺絲紋及灯泡与持灯管之接触处。

**15145 支气管及食管吸引管** 1—2 式，全長 35, 45, 55 厘米，通过支气管鏡或食管鏡吸引分泌物用。

**15146 支气管夾棉子** 1—2 式，全長 40, 60 厘米，夾持棉花清拭支气管分泌物或塗拭麻醉藥液用。




**15147** 气管分泌物保留器 容量 20 毫升, 將气管或食管內之分泌物直接吸入器內备培养及化驗用。

**15148** 支气管鏡內麻醉噴液器 通过支气管鏡將麻醉藥液或其他藥液直接噴入气管或支气管內。

**15149** 安全針取出器 長 35, 45 厘米, 关闭並取出吞入食管內之安全針用。

**15150** 食管金屬探条 徑 2, 2½, 3½, 4, 4½, 5½, 6, 6½, 7½, 8, 8½, 9½, 10, 10½, 12, 13½ 毫米, 擴張狹窄之食管用。

**15151** 食管絲質探条 徑 2, 2½, 3½, 4, 4½, 5½, 6, 6½, 7½, 8, 8½, 9½, 10, 10½, 12, 13½ 毫米, 擴張狹窄之食管用。



**15152** 支气管鉗 鉗桿長 30, 45, 50 厘米, 鉗取支氣管內花生米異物時用。


**15153** 支气管鉗 鉗桿長 30, 45 厘米, 鉗取支氣管或食管內異物時用。

**15154** 支气管鉗 鉗桿長 30, 45, 50 厘米, 鉗取支氣管內異物時用。

**15155** 支气管鉗 鉗桿長 30, 45, 50 厘米, 旋轉並鉗取支氣管或食管內異物時用。

**15156** 支气管鉗 鉗桿長 30, 45, 50 厘米, 鉗取支氣管內異物時用。

**15157** 支气管鉗 鉗桿長 45, 50 厘米, 鉗取支氣管內球形異物時用。





**15158** 气管切口擴張鉗 全長 12 厘米, 气管切开術時, 擴張創口用。


**15159** 气 管 拉 鉤 全長  $16\frac{1}{2}$  厘米, 气管切开術時, 固定气管用。

**15160** 气管金屬探条 徑 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 毫米, 全長 50, 60 厘米, 擴張喉狹窄用。

**15161** 支气管異物鉤 1—2 式, 全長 45, 60 厘米, 鉤取或活動支气管內異物用。



15162




15163

**15162 气管套管** 管外径 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 毫米, (即 1—8 号) 喉阻塞时作气管切开时用。

**15163 气管插管器械** 包括橡胶气管插管 7 支, 号码板一块, 导入器、取出器、开口器各 1 支。一时性炎性喉阻塞时用。


## 六、腹部外科器械

16001——16035



**16001 胆管鉗** 1—2 式，全長 22 厘米，游离胆囊管周圍組織或鉗夾胆囊管斷端用。

**16002 胆管鉗** 1—2 式，全長 22 厘米，游离胆囊管周圍組織或鉗夾胆囊管斷端用。




16003



16004

**16003 胆管鉗** 全長 18 厘米, 游离胆囊管周圍組織或鉗夾胆囊管斷端用。

**16004 胆石鉗** 全長 22 厘米, 总胆管内取出胆石用。




**16005** 双头胆石匙 1—3 式, 总胆管内取胆石用。

**16006** 胆 石 匙 1—4 式, 总胆管内取胆石用。




16007

$\frac{1}{2}$



16008


$\frac{1}{2}$



16009

$\frac{1}{2}$


- 16007 双头胆石匙** 全長  $27\frac{1}{2}$  厘米, 总胆管内取胆石用。
- 16008 胆石探針** 1—3 式, 全長 27 厘米, 探测总胆管内通畅情况及有無胆石存在。
- 16009 胆石探針** 全長 37 厘米, 探测总胆管内通畅情况及有無胆石存在。



**16010** 胆囊穿刺套管針 管徑  $3\frac{1}{3}$ , 4,  $4\frac{2}{3}$ ,  $5\frac{1}{3}$ , 6 毫米, 穿刺胆囊排除液体用。


**16011** 压 腸 板 全長 25 厘米, 牽压腹腔內及其他組織用。

**16012** 腹 部 拉 鉤 7×24 厘米, 牽拉腹部創口組織用。




**16013** 腹部拉鉤 1—3 式, 全長 24 厘米, 牽拉腹部創口組織用。

**16014** 深部拉鉤 1—3 式, 拉壓腹內深部臟器用。



16015

**16015** 三翼腹壁固定牽开器 固定牽开腹部組織，保持切口張开用。




**16016 直形腸鉗** 全長 25 厘米, 腸切斷或吻合時夾持腸腔用。

**16017 彎形腸鉗** 全長 25 厘米, 腸切斷或吻合時在不同環境下夾持腸腔, 防止腸內容物流出, 便利操作用。

**16018 直形腸鉗** 全長 25 厘米, 腸切斷或吻合時夾持腸腔用。

**16019 彎形腸鉗** 全長 25 厘米, 腸切斷或吻合時在不同環境下夾持腸腔, 防止腸內容物流出, 便利操作用。




**16020 直形腸鉗** 全長 24 厘米, 腸切斷或吻合時夾持腸腔用。

**16021 直形腸鉗** 全長 17 厘米, 腸切斷或吻合時, 夾持腸腔用。

**16022 彎形腸鉗** 全長 17 厘米, 腸切斷或吻合時, 在不同環境下夾持腸腔, 防止腸內內容物流出, 便利操作用。


**16023 腸 鉗** 全長 16 厘米, 夾持腸組織或其他組織用。




**16024** 三翼腸鉗 全長 22 厘米, 腸吻合時夾持腸腔用。

**16025** 胃 腸 夾 全長 20, 28, 35 厘米, 胃切除時, 鉗夾十二指腸端用。

**16026** 三翼腸夾 腸閉合法時, 夾持兩側斷端用。




16027




16028

**16027** 胃腸縫合器 附銀夾, 胃腸吻合時用。


**16028** 胃鏡 包括管鏡 8 毫米的胃鏡 1 只, 持柄 1 只, 雙連氣球附皮管 1 支, 電源綫 1 條, 備用燈泡 3 支。觀察胃內各種病理變化用。



16029



16030




16031


**16029 引流管** 管徑  $9\frac{1}{2}$ , 11, 16, 19, 22, 25 毫米, 管長 90 厘米, 各種膿腔引流用。

**16030 丁字形胆管引流管** 管徑  $4\frac{3}{8}$ , 6,  $7\frac{1}{8}$ , 10 毫米, 管長  $10 \times 25$  厘米,  $30 \times 30$  厘米, 引流總胆管內胆汁用。


**16031 雙腔吸引管** 管徑 3,  $4\frac{3}{8}$ ,  $5\frac{1}{8}$ , 6,  $6\frac{3}{8}$  毫米, 管長 300 厘米, 經口腔幽門進入腸內後可予充氣並吸除腸腔內液體及氣體引流出體外用。




16032



16033



16034



16035

**16032** 胃冲洗管 管徑  $7\frac{1}{2}$ ,  $9\frac{1}{2}$ , 10,  $10\frac{1}{2}$  毫米, 管長 150 厘米, 洗除胃內容用。


**16033** 胃冲洗管連气球 管徑  $7\frac{1}{2}$ ,  $9\frac{1}{2}$ , 10,  $10\frac{1}{2}$  毫米, 管長 150 厘米, 洗除胃內容用並可加壓。

**16034** 胃, 十二指腸導引管 管徑 4,  $4\frac{1}{2}$ ,  $5\frac{1}{2}$ , 6,  $6\frac{1}{2}$  毫米, 經口腔幽門引流十二指腸內液体用。

**16035** 金屬頭胃, 十二指腸導管 管徑 4,  $4\frac{1}{2}$ ,  $5\frac{1}{2}$ , 6,  $6\frac{1}{2}$  毫米, 經口腔幽門引流十二指腸內液体用。

## 七、泌尿及肛門外科器械


17001——17049




**17001 肛門鏡** 鏡徑 15, 18, 22 毫米, 全長 8, 10, 14 厘米, 檢查肛管內部情況用。

**17002 雙翼肛門鏡** 翼長 8 厘米, 全長 16 厘米, 檢查肛管內部情況用。

**17003 三翼肛門鏡** 翼長 9 厘米, 全長 19 厘米, 可擴張直徑, 增加暴露檢查肛管近端及內部情況用。




17004



17005

**17004** 直腸鏡 鏡徑 20 毫米, 鏡管長 18 厘米, 檢查直腸內部情況用。


**17005** 电乙狀結腸鏡 鏡徑 20 毫米, 鏡管長 20, 25, 30 厘米, 包括鏡管 4 支, 鏡管導引通条 2 支, 觀察鏡及持柄各 1 只, 檢查乙狀結腸內病理組織時用。



**17006 痔核鉗** 全長 25 厘米, 痔截除術時夾持痔核用。


**17007 金屬板痔核鉗** 全長 27 厘米, 痔截除術時, 鉗夾痔核之蒂柄用。

**17008 象牙板痔核鉗** 全長 27 厘米, 痔截除術時, 鉗夾痔核之蒂柄用。



**17009 軟木截痔器** 1—3 式, 直徑 30, 35, 44 毫米, 全長 22 厘米, 痔截除術時, 塞入肛門牽出並在軟木周圍釘牢痔核用。


**17010 腎臟拉鉤** 拉壓腎臟或其他內臟組織用。



**17011 腎蒂鉗** 全長 25  $\frac{1}{2}$  厘米, 鉗夾腎蒂血管用。

**17012 腎石鉗** 1—4 式, 全長 22 厘米, 腎盂內鉗取結石用。

**17013 腎蒂鉗** 全長 23 厘米, 鉗夾腎蒂血管用。



17014


17015

17016

**17014 尿道探子** 直徑 3, 3 $\frac{1}{8}$ , 3 $\frac{3}{8}$ , 4, 4 $\frac{1}{8}$ , 4 $\frac{3}{8}$ , 5, 5 $\frac{1}{8}$ , 5 $\frac{3}{8}$ , 6, 6 $\frac{1}{8}$ , 6 $\frac{3}{8}$ , 7, 7 $\frac{1}{8}$ , 7 $\frac{3}{8}$ , 8, 8 $\frac{1}{8}$ , 8 $\frac{3}{8}$ , 9, 9 $\frac{1}{8}$ , 9 $\frac{3}{8}$ , 10 毫米 (即 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 号), 探測及擴張尿道用。


**17015 尿道探子** 直徑 3, 3 $\frac{1}{8}$ , 3 $\frac{3}{8}$ , 4, 4 $\frac{1}{8}$ , 4 $\frac{3}{8}$ , 5, 5 $\frac{1}{8}$ , 5 $\frac{3}{8}$ , 6, 6 $\frac{1}{8}$ , 6 $\frac{3}{8}$ , 7, 7 $\frac{1}{8}$ , 7 $\frac{3}{8}$ , 8, 8 $\frac{1}{8}$ , 8 $\frac{3}{8}$ , 9, 9 $\frac{1}{8}$ , 9 $\frac{3}{8}$ , 10 毫米 (即 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 号), 探測及擴張尿道用。

**17016 尿道探子連絲狀探条** 直徑 2 $\frac{1}{8}$ , 3 $\frac{1}{8}$ , 4, 4 $\frac{1}{8}$ , 5 $\frac{1}{8}$ , 6, 6 $\frac{1}{8}$ , 7 $\frac{1}{8}$  毫米 (即 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 号), 擴張較小尿道狹窄用。




**17017** 尿道金屬導管連絲狀探條 直徑  $2\frac{1}{8}$ ,  $3\frac{1}{8}$ , 4,  $4\frac{1}{8}$ ,  $5\frac{1}{8}$ , 6,  $6\frac{1}{8}$ ,  $7\frac{1}{8}$  毫米(即 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 号), 尿道狹窄引起尿滯留時導尿用。

**17018** 尿道內切开器 附絲狀探條二支, 双二把, 全長 35 厘米, 前尿道狹窄切开用。




17019




17020

17019 尿道鏡 管徑  $7\frac{1}{8}$ , 8 毫米, 管長 12, 15 厘米, 檢查尿道用。

17020 后尿道鏡 管徑  $7\frac{1}{8}$ , 8 毫米, 管長 16 厘米, 檢查后尿道及前列腺時用。



17021



17022



17023


**17021** 尿道橡皮導管 管徑  $2\frac{1}{8}$ ,  $3\frac{1}{8}$ , 4,  $4\frac{1}{8}$ ,  $5\frac{1}{8}$ , 6,  $6\frac{1}{8}$ ,  $7\frac{1}{8}$ , 8,  $8\frac{1}{8}$ ,  $9\frac{1}{8}$ , 10 毫米 (即 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 号), 全長 40 厘米導尿用。

**17022** 尿道有翼橡皮導管 二翼四翼, 管徑  $3\frac{1}{8}$ , 4,  $4\frac{1}{8}$ ,  $5\frac{1}{8}$ , 6,  $6\frac{1}{8}$ ,  $7\frac{1}{8}$ , 8,  $8\frac{1}{8}$ ,  $9\frac{1}{8}$ , 10,  $10\frac{1}{8}$ ,  $11\frac{1}{8}$ , 12 毫米 (即 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 号), 全長 35 厘米恥骨上膀胱導尿及引流用。


**17023** 尿道菌形橡皮導管 菌形管徑  $3\frac{1}{8}$ , 4,  $4\frac{1}{8}$ ,  $5\frac{1}{8}$ , 6,  $6\frac{1}{8}$ ,  $7\frac{1}{8}$ , 8,  $8\frac{1}{8}$ ,  $9\frac{1}{8}$ , 10,  $10\frac{1}{8}$  毫米 (即 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 号) 全長 35 厘米, 恥骨上膀胱導尿及引流用。



17024



17025



17026

**17024** 尿道附袋橡皮導管 袋形管徑  $5\frac{1}{2}$ , 6,  $6\frac{1}{2}$  毫米(即16, 18, 20号), 袋容量 5 毫升, 恥骨上膀胱導尿或充液后加压止血用。

**17025** 尿道止血橡皮導管 管徑  $5\frac{1}{2}$  毫米(即 16 号), 袋容量5毫升, 管徑  $7\frac{1}{2}$  毫米(即 22 号), 袋容量 30, 50 毫升, 恥骨上膀胱導尿或充液后加压止血用。

**17026** 橄欖形头不透X線輸尿管導管 刻度, 不刻度, 管徑  $1\frac{1}{2}$ , 2,  $2\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{1}{2}$ , 4 毫米(即 4, 6, 8, 10, 12 号), 輸尿管探測及擴張或腎盂導尿及造影用。




17027



17028




17029



17030

- 17027.** 橄欖形頭不透X線輸尿管雙孔導管 刻度, 不刻度管徑 $1\frac{1}{3}$ , 2,  $2\frac{2}{3}$ ,  $3\frac{1}{3}$ , 4 毫米(即4, 6, 8, 10, 12 号), 輸尿管探測及擴張或腎盂導尿及造影用。
- 17028** 笛形頭不透X線輸尿管導管 刻度, 不刻度管徑 $1\frac{1}{3}$ , 2,  $2\frac{2}{3}$ ,  $3\frac{1}{3}$ , 4 毫米(即4, 6, 8, 10, 12 号), 輸尿管探測及擴張或腎盂導尿及造影用。
- 17029** 笛形頭不透X線輸尿管三孔導管 刻度, 不刻度管徑 $1\frac{1}{3}$ , 2,  $2\frac{2}{3}$ ,  $3\frac{1}{3}$ , 4 毫米(即4, 6, 8, 10, 12 号), 輸尿管探測及擴張或腎盂導尿及造影用。
- 17030** 導尿管導引器 全長 40 厘米, 引伸及放置導尿管用。




**17031** 女用膀胱截石導引探子 会陰部尿道外切开手術時導引用。

**17032** 男用膀胱截石導引探子 尿道切开手術時導引用。


**17033** 膀胱套管針 管徑 2½ 毫米, 全長 14 厘米, 穿刺膀胱用。

**17034** 膀胱套管針 管徑 4½ 毫米, 全長 21 厘米, 穿刺膀胱用。




17035

17035 膀胱鏡 鏡徑 4, 6, 8 毫米(即 12, 18, 24 号), 檢查及治療膀胱及上尿路病時用。




17036—17038

- 17036 膀胱剪** 軟脛, 脛徑 2½, 3½ 毫米, 通过膀胱鏡管剪除組織用。
- 17037 膀胱活体取样鉗** 軟脛, 脛徑 2½, 3½ 毫米, 通过膀胱鏡管咬取組織用。
- 17038 膀胱異物鉗** 軟脛, 脛徑 2½, 3½ 毫米, 通过膀胱鏡管鉗取異物用。
- 17039 膀胱燒灼器** 1—8 式軟脛, 脛徑 2, 2½ 毫米, 通过膀胱鏡管电灼組織用。



17040


**17040** 膀胱碎石鏡 管徑 9 毫米, 檢查及軋碎膀胱結石用。



**17041** 膀胱拉鉤 全長 25 厘米, 牽拉膀胱組織用。

**17042** 直形膀胱取石鉗 全長 24 厘米, 鉗取膀胱結石用。

**17043** 弯形膀胱取石鉗 全長 24 厘米, 鉗取膀胱結石用。



**17044** 三翼膀胱牽開器 固定牽開膀胱組織用。

**17045** 直 包 莖 鑷 全長 13 厘米, 包皮環切術時, 鉗夾包皮用。

**17046** 彎 包 莖 鑷 全長 13 厘米, 包皮環切術時, 鉗夾包皮用。



17047



17048



17049


**17047** 直腸注射球 兒童用, 成人用, 30, 60, 240 毫升, 沖洗直腸用。

**17048** 直 腸 管 管徑  $5\frac{1}{8}$ , 6,  $6\frac{1}{8}$ ,  $7\frac{1}{8}$ , 8,  $8\frac{1}{8}$ ,  $9\frac{1}{8}$ , 10 毫米, 全長 50 厘米, 沖洗直腸用。

**17049** 直腸灌洗球 管長 30 毫米, 球徑 10 毫米, 沖洗直腸用。

## 八、婦產科器械


18001——18063



**18001 双翼陰道鏡** 1—2 式, 翼  $100 \times 36$ ,  $85 \times 22$  毫米, 檢查陰道窺探子宮陰道段用。


**18002 双翼陰道鏡** 1—2 式, 翼  $100 \times 32$ ,  $85 \times 20$  毫米, 檢查陰道窺探子宮陰道段用。

**18003 三翼陰道鏡** 1—2 式, 翼  $100 \times 30$ ,  $90 \times 27$  毫米, 檢查陰道前壁, 子宮頸小手術及刮子宮用。




**18001 重錘陰道鏡** 1—2 式, 35 × 50, 38 × 80 毫米, 压低陰道后壁, 擴大陰道視野, 作刮子宮等用。


**18005 單頭陰道拉鉤** 每套翼濶 27, 30, 36 毫米三只, 牽拉陰道壁, 擴大檢查或手術野用。



18007



18006




18008

**18006 双头陰道拉鉤** 每套翼濶  $\frac{24}{27}$ ,  $\frac{27}{30}$ ,  $\frac{30}{36}$  毫米三只, 牽拉陰道壁, 擴大檢查或手術野用。


**18007 單头子宮頸擴張器** 每套七支, 直徑  $\frac{3}{7}$ ,  $\frac{5}{9}$ ,  $\frac{7}{12}$ ,  $\frac{9}{15}$ ,  $\frac{12}{18}$ ,  $\frac{15}{21}$ ,  $\frac{18}{24}$  毫米, 刮子宮及流產時擴張子宮頸用。

**18008 双头子宮頸擴張器** 每套十二支, 直徑 3—24 毫米, 刮子宮及流產時擴張子宮頸用。



18009 子宮頸擴張鉗 全長 29 厘米, 擴張子宮頸用。


18010 刻度子宮探条 刻度至 24 厘米, 探測子宮用。




18011 子宮刮匙 銳鈍每套六只, 刮子宮內壁用。

18012 子宮灌吸刮匙 每套六只, 刮子宮內壁並可吸取刮出物或宮腔內灌洗用。

18013 双头銳鈍子宮刮匙 全長 32 厘米, 刮子宮內壁用。




- 18014 子宮敷料鉗** 全長 25 厘米，鉗夾敷料作子宮頸表面塗拭或填塞子宮腔用。
- 18015 子宮單爪鉗** 全長 26 厘米，固定子宮頸陰道段及鉗夾子宮頸作牽拉用。
- 18016 子宮雙爪鉗** 全長 26 厘米，固定子宮頸陰道段及鉗夾子宮頸作牽拉用。



18017 子宮頸活体取样鉗 全長 20 厘米, 夾取子宮頸活体組織用。

18018 持子宮鉗 全長 24 厘米, 剖腹作子宮手術時鉗持子宮体用。

18019 子宮息肉鉗 全長 25 厘米, 摘除子宮頸息肉用。



**18020 直子宮剪** 鈍頭, 全長 21 厘米, 剪組織用。


**18021 直子宮剪** 鈍/銳頭, 全長 21 厘米, 剪組織用。

**18022 直子宮剪** 銳頭, 全長 21 厘米, 剪組織用。

**18023 弯子宮剪** 鈍頭, 全長 21 厘米, 剪組織用。

**18024 弯子宮剪** 鈍/銳頭, 全長 21 厘米, 剪組織用。


**18025 弯子宮剪** 銳頭, 全長 21 厘米, 剪組織用。



**18026** 子宮肌瘤螺旋 全長  $14\frac{1}{2}$  厘米, 子宮肌瘤摘除時, 鑽入肌瘤作牽拉用。

**18027** 會陰牽開器 全長 18 厘米, 牽開及固定會陰陰道口組織用。


**18028** 卵巢套管針 管徑  $6\frac{1}{2}$  毫米, 穿刺及洩放卵巢囊腫內液體用。



18029 子 宮 捲 棉 子 全長 30 厘米,捲連棉花拭取子宮頸分泌物及塗藥用。

18030 子 宮 紗 条 填 塞 器 管頸 10 毫米,全長 25 厘米,子宮腔填塞紗布用。

18031 子 宮 冲 洗 管 管頸 10 毫米,全長 30 厘米,冲洗子宮腔用。




**18032 子 宮 托** 托徑 60, 65, 70, 75, 80, 85 毫米, 子宮后屈時矯正子宮位置后保持其正常位置用。

**18033 环形子宮托** 托徑 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 毫米, 子宮脫垂時矯正子宮位置后保持其正常位置用。


**18034 子宮托導引鉗** 全長 28 厘米, 鉗夾子宮托放入陰道內用。

**18035 子宮頸擴張囊** 容量 15, 35, 90, 190, 355, 550 毫升, 幫助子宮頸擴張, 部分前置胎盤時止血或防止臍帶下垂時用。



18036


**18036 腹腔鏡** 包括觀察鏡及管，鏡長 28 厘米，管徑 9½ 毫米，套管針吸引管長 30 厘米，氣腹針針長 12½ 厘米，活體取樣鉗附觀察鏡，透照管、鼓氣球、電池筒及電綫，深察腹腔內器官病變用。



**18037 腹腔板** 全長 28 厘米，剖腹手術時防止腸管脫出傷口外及擴清視野用。


**18038 腹部拉鉤** 4, 6 爪全長 19 厘米，剖腹手術時牽拉腹壁組織用。

**18039 三翼腹壁固定牽開器** 剖腹手術時牽開及固定腹壁組織用。




**18040 骨盆内外径测量器** 刻度内 0—25 厘米, 外 0—50 厘米, 全长 34  $\frac{1}{3}$  厘米, 测量骨盆内外径用。

**18041 骨盆外径测量器** 刻度 0—50 厘米, 全长 33 厘米, 测量骨盆外径用。




18042



18043


**18012 骨盆內徑測量計** 刻度0—14厘米,全長19厘米,測量骨盆內徑及坐骨棘間距用。

**18013 骨盆出口測量計** 測量骨盆出口徑用。(坐骨結節間距与前后矢狀徑)



**18044** 產 鉗 全長 36 厘米, 牽拉低位之胎頭以助產用。


**18045** 中位產鉗 全長 40½ 厘米, 牽拉中位之胎頭以助產用。



18046 头皮鉗 全長 19 厘米, 前置胎盤時, 鉗夾胎兒頭皮或固定兒頭用。

18047 流產鉗 全長 26 厘米, 流產時鉗夾胎盤或胎盤組織用。


18048 胎盤鉗 全長 30 厘米, 流產時鉗夾胎盤組織用。



**18049 直胎盤刮匙** 全長 40 厘米, 刮子宮內壁之殘留胎盤用。


**18050 弯胎盤刮匙** 全長 40 厘米, 刮子宮內壁之殘留胎盤用。

**18051 穿顱器** 全長 27 厘米, 穿入胎兒頭顱放出腦水或腦質, 以減少胎頭容積用。




18052 二翼碎顱鉗 全長 39 厘米, 穿顱后夾住胎兒顱骨向外牽拉用。

18053 三翼穿顱鉗 全長 42 厘米, 穿顱並緊壓胎兒頭顱減少體積向外牽拉用。




18054 碎胎刀 全長 32 厘米, 鈎住胎兒頸部或四肢作碎胎術用。

18055 單頭斷頭鈎 全長 32 厘米, 鈎斷胎兒頸部, 作絞斷兒頭用。



18056 双头断头钩 全長 33 厘米, 鈎住胎兒頸部作断头用。


18057 双头断头钩 全長 30 厘米, 鈎住胎兒頸部作断头用。



**18058** 臍帶剪 全長 11 厘米, 剪臍帶用。

**18059** 直鈍頭產科剪 全長 26½ 厘米, 產科手術剪組織用。

**18060** 彎鈍頭產科剪 全長 26½ 厘米, 產科手術剪組織用。



18061

**18061 輸卵管通液器** 包括: 1. 双連气球, 2. 輸卵管通液管, 3. 气压表及三叉接管, 4. 子宮双爪鉗, 5. 三足架, 6. 50 毫升注射器, 7. 双爪鉗固定鉤。子宮腔內注射顯影剂作 X 線攝影用。



18062

**18062 陰道洗滌球** 容量 220 毫升, 球徑 70 毫米沖洗陰道用。



18063

**18063 吸 奶 器** 自乳房中吸取乳汁用。

## 附 錄

### 手術器械品質一般檢查法

本規範內所列之手術器械，依其原材料可分為金屬制品、橡膠制品、纖維制品、羊腸制品、塑料制品、木制品等六類。茲將各類制品之手術器械一般檢查方法分別說明如下：

**一、金屬製品** 原材料主要為純碳鋼、合金鋼（不銹鋼）、銅及銀等。純碳鋼以其含碳量的多少又可分為低碳鋼（含碳量 0.10%—0.30%）、中碳鋼（含碳量 0.30%—0.85%）、高碳鋼（含碳量 0.85%—1.50%），可用鋼鉄火花鑑別法以測定其含碳量。金屬制品根據其不同形狀及使用要求大致可分為：

1. **鑷子类** 原材料：用中碳鋼或不銹鋼。以洛克威爾硬度計試驗，其經過熱處理後之成品須在洛氏硬度 RC 30—35 間。

**檢查方法及注意事項：**為檢查鑷子的彈性，可將鑷子兩刃頭部慢慢拉开，至鑷子本身長度之半，放鬆後仍恢復原狀者，表示彈性正常。鑷子兩刃厚薄粗細必須相同，以兩指捏取，連續隨手展合十餘次，不應感到費力。兩刃頭部合攏後不得相互偏差，齒槽均勻合縫，兩端不得張開。

2. **鉗子类** 原材料：一般鉗子用中碳鋼或不銹鋼，快口骨鉗用高碳鋼，以洛克威爾硬度計試驗其經過熱處理後之成品，須在洛氏硬度 RC 45—49 間。

**檢查方法及注意事項：**以鉗頭兩唇端部夾持相等於自鉗頭至鉗身支點（連接點） $\frac{1}{4}$  厚之硬實物，將鉗柄執手處雙環漸漸合攏，達鉗柄末端至支點距離之 $\frac{1}{4}$ 處，放鬆後應仍能恢復原狀，以觀察其鉗身彈性。（見附圖及說明）

鉗子連接處展合時，應輕便靈活，裝置牢固，以手上下搖之不得有搖擺鬆動現象。鉗子頭部兩唇齒槽應該均勻清晰。鉗柄有鎖止牙之鉗子，在第一個鎖止牙咬合時，鉗頭兩唇端部應即接觸；鎖止牙逐級咬合時，鉗頭兩唇應隨之逐漸閉合；最後一個鎖止牙咬合時，兩唇全部應即密合，並不得相互偏差。自一公尺高處平放落下，咬合之鎖止牙不得自動彈開。

快口骨鉗頭部應堅固合縫，向光亮處照之，鉗口不得透光。快口處以 2 毫米厚之硬紙試夾之，能應聲切下。

活體取樣鉗應裝置牢固靈活，鉗頭光滑，鉗口銳利密縫，以羊皮試之，能迅速切下。

活體取樣鉗、喉鉗及食管鉗之鉗桿、鉗管及管內鋼絲應以不銹鋼制成。

血管鉗及持針鉗之鉗頭，兩唇齒槽應均勻而不銳利，以薄道林紙試之，兩唇密合後放开，紙上能見深淺相同整齊清晰之印紋，但紙紋不破。

腸鉗鉗翼兩唇齒槽應整齊而不銳利，鉗翼薄而富彈性。

產鉗之鉗柄兩刃密合後，鉗頭左右兩翼頂端應相距 2 厘米，兩翼表面圓潤光滑彎度一律，鉗翼夾持 25 公斤重之物体舉放後不得變形，鉗身不宜過重。

舌鉗鉗頭兩圈內部表面鈍槽，鉗柄第三個鎖止牙咬合時，鉗頭兩圈方始接觸。

3. **刀子类** 原材料：用高碳鋼。以洛克威爾硬度計試驗其經過熱處理後之切削刃部，須在洛氏硬度 RC 50—55 間。心瓣膜刀用特制可彎合金鋼制。

**檢查方法及注意事項：**刃面兩側呈微凹之傾斜形不得有胖肚勢，刃鋒薄而均勻，置指甲上稍用力壓之能微彎，但放开后能立即恢復原狀，不得捲口或斷裂，全部刃鋒須鋒快銳利，試置棉花纖維上隨手拉動即能迅速斷離纖維。刀柄如為空心鑄件者，須銲接牢固；柄部不得有砂孔。將刀柄浸入沸水內，如發現有氣泡溢出，即為有砂孔之証。

4. **剪刀類** 原材料：用高碳鋼，以洛克威爾硬度計試驗其經過熱處理后之兩刃刃部的兩點，須在洛氏硬度 RC 50—55 間。

**檢查方法及注意事項：**剪刀使用時應流利靈活輕松合宜，剪合時兩刃刃部不得咬口。刀口試剪棉花剪合后緩緩退出，刀口須不拉些微纖維。剪合后兩刃刃部密合，尖端不得交叉過點而呈叉形。剪刀切削刃的電鍍應該除去。

5. **鋸鑿類** 原材料：用高碳鋼。以洛克威爾硬度計試驗其經過熱處理之鑿子，刃部從刀端起長 20 毫米內之洛氏硬度須在 RC 50—55 間，錘擊部分須在 RC 30—40 間。鋸片應經熱處理。

**檢查方法及注意事項：**鋸片正直，鋸齒形狀均勻，左右斜度相同，鋸柄不得有砂眼。鑿刃堅固，試以牛之股骨鑿之不得缺口。鑿刃部分均勻，不鍍鉻以便磨礪。


6. **擴張牽開類** 原材料：擴張器及鏡類用銅，牽開器用銅及中碳鋼，拉鉤用低碳鋼，碳鋼制品須經過熱處理。

**檢查方法及注意事項：**表面光潔滑潤，彎度均勻一致，運用輕便靈活，連接處裝置牢固。

7. **內窺鏡類** 原材料：用銅。

**檢查方法及注意事項：**管壁堅固，管身表面圓潤光滑，內壁光潔，視野清晰，管口或管身洞孔不得制成快口，以電光照明者線路及燈座接觸面裝置良好，運用時不得影響照明，每管至少附有備用燈泡一枚，附件配備齊全。

8. **針釘類** 原材料：套管針用高碳鋼、不銹鋼及銅，碳鋼制品須經過熱處理。牽引針及釘用不銹鋼。接骨板、接骨螺絲釘、三刃釘、長柄二刃釘、髓關節帽、骨髓腔釘用鉻鈷合金鋼或鎳鉻合金鋼，其合金元素如下：



如圖示鉗子自鉗頭至鉗柄末端全長為 14 厘米，鉗頭至鉗身支點（連接處）長度為 4 厘米，以鉗頭兩唇端部夾持自鉗頭至支點長度 4 厘米之厚 8 毫米之硬質物，以手將鉗柄雙環漸漸合攏至鉗柄末端到支點長度 10 厘米長度之 2 厘米處，放松后應仍能恢復原狀，鉗身不得變形或折斷。

鉻鈷合金鋼(ritallium)

鈷 65% 鉻 30% 鈳 3%

錳, 矽, 碳 共 2%

鎳鉻合金鋼:

1. S. MO. 18—8

鉻 17—20% 鎳 10—14% 鈳 2—4% 錳不超過 2% 碳不超過 0.08% 矽不超過 0.75%  
磷不超過 0.03% 硫不超過 0.03% 洛氏硬度 30—35

2. TT 18—8

鉻 17—19% 鎳 7—9.21% 錳 0.2—0.45% 碳 0.2—0.3% 矽 0.2—0.44% 磷不超過 0.03%  
硫不超過 0.03%。

**檢查方法及注意事項:** 尖端銳利光滑, 套管針等用空心制柄者須焊接牢固, 柄部不得有砂眼。縫合針須堅韌而有彈性, 針刃鋒利, 針尖及針鋒從正面以雙眼觀察不得有“點”及“線”現象, 尾端針孔光滑, 穿線時不得拉毛縫線。

9. 探測類 原材料: 探針及一般探條用銅, 五官科探針含銀的成分应在 80—85% 間, 骨盤測量計用中碳鋼, 並須經過適當之熱處理。

**檢查方法及注意事項:** 头部圓潤光滑, 使用輕柔靈活, 刻度正確。探針流利而有彈性, 槽探針之溝面不得有阻碍手術刀或剪刀活動的不平地方。

其他金屬手術器械, 可根据具体使用要求進行適當檢查, 但該項制品之表面均須光滑而不刺手, 与病体組織接触部分尤应注意不得有顯著易見之砂眼。

金屬制品電鍍

鉄及鋼制品須經鍍銅、鍍鎳然後鍍鉻(小件銅制品可不鍍銅), 以上鍍層总的厚度, 刀、剪、鋸、鑿、針類应在  $\frac{6}{1000}$  至  $\frac{12}{1000}$  毫米, 鉗、鑷類应在  $\frac{8}{1000}$  至  $\frac{10}{1000}$  毫米。

鎳層的厚度測定採用氯化鉄、硫酸銅溶液的液流法——溶液的連續作用法(參照蘇聯全蘇國定標準鎳鍍面及多層鍍面厚度檢查法 ГОСТ 3003—50), 鉻層的厚度測定暫採用鹽酸滴定法。在成品同一側面的表面分段作多次試驗(一般三至五次)以秒計算經過作用的秒數, 求得平均值以計算其鍍層的厚度。

金屬制品電鍍品質檢查法亦可用下述方法:

赤血鹽 1 克, 氯化鈉 10 克, 瓊脂 10 克放入 1000 毫升之蒸溜水內制成溶液, 以普通濾紙剪成條狀浸入上述溶液中, 取出干燥後藏於密閉之容器內备用。

試驗時將試品洗刷潔淨, 並以有机溶液(苯, 醚或汽油等)洗滌數次, 將已干燥之濾紙置蒸溜水中潤濕, 然後取出敷於試品表面約 15 分鐘, 揭起濾紙, 其被敷部分鉄及鋼制品須不顯藍色斑點, 銅制品須不顯棕色斑點。

二、橡膠製品

1. 套隔類 原材料: 为乳膠或白橡膠、氧化鋅、促進劑、防老劑、乳酪、氨水、硫黃、汽油等, 成品必須硫化完全。

**檢查方法及注意事項:** 医用手套、指套及引流管等成品須厚薄均勻, 潔淨無雜質, 不得有砂眼、气泡、缺口等現象。吹氣入套內緊捏套口後不應洩氣; 將成品置高压蒸汽消毒器內, 以 20 磅压力蒸二小時後, 不得有發脆或變質情形。取一厘米長之成品, 表面處以兩手拉長至六倍, 放鬆後仍能恢復原狀。每十二付手套之重量約 330 克。

2. 導液沖洗類 原材料：為紅橡膠、氧化鋅、碳酸鎂、碳酸鈣、促進劑、防老劑、硫黃、硬脂酸或其他軟化劑、顏料等，成品必須硫化完全。

檢查方法及注意事項：管壁圓潤光滑，無砂眼及雜質；管身不得有凹凸不平現象；管內壁潤滑無阻；管口不得缺角缺口。將成品置高壓蒸汽消毒器內以 20 磅壓力蒸煮十小時後，不得有發脆或變質情形。

### 三、纖維製品

1. 縫合絲線類 原材料：為白蠶絲。

檢查方法及注意事項：線質堅韌，不刺激組織，粗細均勻，中間無接頭，表面滑潤，不留異物。以一公尺長之縫合絲線垂直懸下，根據絲線號碼分別以不同重量之砝碼縛於線之末端，可測定其抗拉力限度：

#### 硬質縫合絲線

1 号	每團線長 50 公尺	最低抗拉力 900 克
2 "	" " " " 50 " "	" " " " 1200 "
3 "	" " " " 50 " "	" " " " 1400 "
4 "	" " " " 33 " "	" " " " 1650 "
5 "	" " " " 33 " "	" " " " 2000 "
6 "	" " " " 33 " "	" " " " 2250 "
7 "	" " " " 33 " "	" " " " 2700 "
8 "	" " " " 17 " "	" " " " 2950 "
9 "	" " " " 17 " "	" " " " 3750 "
10 "	" " " " 17 " "	" " " " 4500 "

#### 軟質縫合絲線

1 号	每團線長 5 公尺	最低抗拉力 750 克
2 "	" " " " 5 " "	" " " " 1100 "
3 "	" " " " 5 " "	" " " " 1250 "
4 "	" " " " 5 " "	" " " " 1700 "
5 "	" " " " 5 " "	" " " " 1900 "
6 "	" " " " 5 " "	" " " " 2100 "
7 "	" " " " 5 " "	" " " " 2300 "
8 "	" " " " 5 " "	" " " " 2500 "
9 "	" " " " 5 " "	" " " " 2900 "
10 "	" " " " 5 " "	" " " " 3200 "

2. 尼龍類 原材料：為己二胺(即六次甲基二胺)與己二酸之聚合，為醯胺纖維之一種。

檢查方法及注意事項：尼龍質導管及探條須堅韌潔淨，表面滑潤，成品應富有彈性，雖經彎曲而不斷裂，導管引流時應舒暢。

四、羊腸製品 原材料：為新鮮無損傷的羊腸。

檢查方法及注意事項：羊腸線應粗細均勻，表面光滑，以手指勒之不得有刺手之感覺。成品應無菌，不刺激組織或感染傷口，能被組織吸收，色澤鮮明均勻。成品須密封於裝有二甲苯液的中性料玻璃管內，並顯著標明絲質及號碼。張力之試驗是以 13 厘米長之

羊腸線垂直懸下，根據羊腸線號碼分別以不同重量之砝碼縛於線之末端或以特制之拉力表試驗之，其號碼直徑，抗拉力限度如下：

000 号	直徑 0.241—0.318 毫米	最低抗拉力 1350 克
00 "	" " 0.318—0.406 " "	" " " " " 2250 "
0 "	" " 0.406—0.495 " "	" " " " " 3150 "
1 "	" " 0.495—0.584 " "	" " " " " 4500 "
2 "	" " 0.584—0.673 " "	" " " " " 5850 "
3 "	" " 0.673—0.762 " "	" " " " " 7200 "

以上之最低抗拉力試驗均為無結。

**五、塑料製品** 原料：為醋酸纖維素與增塑劑、軟化劑、重溶劑之混合物，並加顏料。

**注意事項：**成品顏色均勻，表面平整光滑，經蒸汽消毒後不得變形。

**六、木製品** 原材料：木骨錘、木開口楔、阻咬木等應用硬質木材；木夾板可用非硬質木材。

**注意事項：**成品應干燥，表面不得有木節、裂縫及扭曲現象。

## 手術器械一般保養法

本規範內所列之手術器械的保養，根據其原材料的不同性能，分別說明如下：

**一、金屬製品** 金屬手術器械製成後，應由製造廠以中性潤滑油塗拭成品，尤應注意器械之鑲口、齒槽及連接處等。然後包以中性蠟紙，裝入特制之紙袋、硬紙盒或器械包、木盒內。

金屬手術器械應放置在干燥和溫暖的地方，適宜的室內溫度為攝氏 10—35 度，空氣的相對濕度為 30—80%，室內空氣中不宜有引起腐蝕的混合物。器械於每次使用後應即洗刷干淨，並進行消毒。消毒時須注意將精細鋒利的器械與滯鈍重大的器械分開；消毒溫度以不超過 150°C 為宜，否則將影響器械之彈性及銲接部分之牢固；消毒後應趁熱用軟布拭干塗以中性潤滑油備用。倉庫貯存之金屬手術器械，亦應經常注意檢查，拭擦塗油，預防銹蝕。

各種金屬手術器械使用時，切勿以小材移充大用，以免損壞器械。如已損壞，應設法修理後再行使用，以增長器械使用期限，節約物資，提高利用率。

**二、橡膠製品** 應放置在通風、干燥、陰涼之處。橡膠面可敷以少量之滑石粉，勿使接觸油類及直接壓疊，以防沾粘。過冷之氣候易使橡膠品受凍硬化脆裂，過高之溫度或直接輻射之日光易使橡膠品表面粘着或熔解，潮濕則易使橡膠品發出霉斑，均應在貯藏時注意避免之。

**三、纖維及羊腸製品** 縫合絲線、尼龍縫線、羊腸線均應放置在干燥、通風、日光充足及潔淨避塵之處，並應經常檢查注意成品包裝完整。

**四、塑料製品** 應放置在干燥之處，勿加重壓。並須注意，勿與酸及有機性溶液接觸，以免分解。過高之溫度易使成品變形，故應注意避免。

**五、木製品** 貯放處應注意防止蟲蛀鼠咬，避免炎日曝曬或置於潮濕之處而霉爛。使用前應先檢查成品有否折裂，以保安全。

## 索引

### 首字檢索表

二劃 十丁  
三劃 三上下大小子  
四劃 心开不木支切止內手气引双  
五劃 头半平石电包尼  
六劃 羊安动耳巩压舌血会肋  
七劃 沙吸卵肛角尿  
八劃 泪刻肩环長直刺拉拆医固帕乳阻  
九劃 活穿扁持指咬咽胃虹食肺胆  
十劃 流海套骨臍胸剝紗  
十一劃 深高痔產麻断梯軟接捲探眼異斜組陰  
十二劃 腎植椎裂品喉創筋間  
十三劃 鼓槌碎睫照置腸腹腦  
十四劃 腐截銀膀鼻網綳  
十五劃 敷膝線  
十六劃 導靜輸噴器鋼飾  
十七劃 檢鍊縫  
十八劃 額臉  
二四劃以上 髌顱

### 二 劃

十二指腸導管 187  
丁字形胆管引流管 186

### 三 劃

三双釘 68  
三双釘冲击及取出器 68  
三双釘導引針 68  
上肢夾板 78  
上頷竇及頷竇透照器 140  
上頷竇穿刺針 142  
上頷竇套管針 142  
上頷竇骨壁止血夾 142  
上頷竇鏟 141  
上頷竇灌洗管 142  
下肢夾板 78  
下肢夾板支持架 79  
下肢夾板連接器 79

下肢牽引器 77  
下肢截断拉鉤 18  
大血管止血夾 89  
小尿管刀 96  
子宮双爪鉗 212  
子宮沖洗管 216  
子宮托 217  
子宮托導引鉗 217  
子宮肌瘤螺旋 215  
子宮頸活体取样鉗 213  
子宮刮匙 211  
子宮紗条填塞器 216  
子宮剪 214  
子宮捲棉子 216  
子宮探条 210  
子宮息肉鉗 213  
子宮單爪鉗 212  
子宮敷料鉗 212  
子宮頸擴張鉗 210

子宮頸擴張器 209

子宮頸擴張囊 217

子彈鉗 13

#### 四 劃

心耳鉗 91

心瓣膜刀 90

心臟導管 90

開口棒 167

開口器 21

不透X線輸尿管導管 198~199

木開口楔 20

木夾板 80

支氣管及食管吸引管 169

支氣管夾棉子 169

支氣管異物鉤 172

支氣管鉗 92, 171

支氣管鏡 167

支氣管鏡內麻醉噴液器 170

切皮機 34

切皮刀附定厚器及定厚片 34

切腱刀 52

切腱剪 112

止血帶 38

內腔鏡用电箱 168

內腔鏡用电線 168

內腔鏡用燈泡 169

手術刀 3

手術刀片 1

手術刀柄 2

手術剪 5~7

氣管切口擴張鉗 172

氣管內導管 24

氣管內導管導引鉗 24

氣管分泌物保留器 170

氣管拉鉤 172

氣管套管 173

氣管探條 172

氣管插管器械 173

引流管 186

引線鉗 26

雙頭骨撬 83

雙關節肋骨咬骨鉗 87

雙關節骨剪 58

雙腔吸引管 186

#### 五 劃

頭皮鉗 223

頭燈 121

半月形軟骨刀 52

半月形軟骨剪 52

平骨鑿 46

石膏刀 41

石膏剪 42

石膏鋸 41

石膏攤開器 43

電乙狀結腸鏡 190

電耳鏡 123

電動石膏鋸 43

電動骨鋸 64

包莖鑷 205

尼龍縫線 31

#### 六 劃

羊腸線 30

羊腸線連無損傷性縫合針 30

安全針取出器 170

安全剃刀附刀片 16

動脈瘤針 25

動脈鑷 15

耳用刮匙 136

耳用金屬注射器 126

耳用骨膜剝離子 131

耳用探針 125

耳用鈍鉤 124

耳用銳匙及銳鉤 135

耳息肉鉗 129

耳息肉圈斷器 127

耳鉗 127

耳鼻吸引管 134

耳敷料鑷 124

耳鏡 123

巩膜環鑷 112

壓舌板 154

壓腸板 179

舌鉗 155

血管鉗 11~12  
會陰牽開器 215  
肋骨合攏器 84  
肋骨咬骨鉗 87  
肋骨骨膜剝離子 85  
肋骨剪 82  
肋骨牽開器 83

## 七 劃

沙眼車輪鑷 109  
沙眼壓榨鑷 109  
沙眼鑷 109  
吸引管 32  
吸皮匣 35  
吸奶器 230  
卵巢套管針 215  
肛門鏡 189  
角膜刀 96  
角膜雙刀 118  
角膜點墨針 101  
角膜點墨針連眼刮 101  
角膜剪 118  
角膜移植器械 116~117  
角膜緣刀 97  
尿道內切開器 195  
尿道金屬導管連絲狀探條 195  
尿道探子 194  
尿道探子連絲狀探條 194  
尿道橡皮導管 197~198  
尿道鏡 196

## 八 劃

泪管探針 104  
泪管擴張器 104  
泪囊拉鉤 101  
泪囊鼻腔貫通術縫針 115  
泪囊擴張器 94  
刻度平骨鑿 46  
肩胛骨拉鉤 84  
環鑽 76  
長柄二雙釘 69  
長柄二雙釘導引器 69  
直接喉鏡 161~165

直腸注射球 206  
直腸管 206  
直腸鏡 190  
直腸灌洗球 206  
刺囊針 98  
拉鉤 16~18  
拆線剪 8  
医用橡皮手套 39  
医用橡皮圍裙 39  
医用橡皮指套 39  
固定鉤 100  
固定鑷 108  
帕巾鉗 14  
乳突及鼻用電動骨鑽 151  
乳突平鑿 131  
乳突刮匙 135  
乳突咬骨鉗 132~133  
乳突骨鏈 131  
乳突牽開器 130  
乳突圓鑿 131  
阻咬木 167

## 九 劃

活動鼻咽鏡 161  
活體取樣鉗 37  
穿刺針 100  
穿顱鉗 225  
穿顱器 224  
扁桃體刀 158  
扁桃體支柱鉤 155  
扁桃體止血夾 157  
扁桃體血管鉗 157  
扁桃體夾持鉗 156  
扁桃體吸引管 160  
扁桃體拉鉤及剝離子 155  
扁桃體剝離子 155  
扁桃體剪 158  
扁桃體圈斷器 159  
扁桃體圈斷用鋼絲 159  
扁桃體截除器 160  
扁桃體縫線鉗 157  
持子宮鉗 213  
持燈管及燈腳清潔器 169

持骨鉗 54~55  
 持針鉗 26  
 指鋸 44  
 咬骨鉗 56~58  
 咽鼓管吹張球 126  
 咽鼓管刮匙 135  
 咽鼓管導管 127  
 咽鼓管導管吹張球 127  
 胃沖洗管 187  
 胃腸夾 184  
 胃腸縫合器 185  
 胃鏡 185  
 虹膜刀 97  
 虹膜剪 110  
 虹膜鉤 99  
 虹膜复位器 98  
 虹膜鑷 105~106  
 食管探条 170  
 食管鉗 166  
 食管鏡 168  
 肺組織鑷 10  
 肺門止血帶 89  
 肺叶鉗 88  
 胆石探針 178  
 胆石匙 177~178  
 胆石鉗 176  
 胆管鉗 175~176  
 胆囊穿刺套管針 179  
 胎盤刮匙 224  
 胎盤鉗 223

## 十 劃

流產鉗 223  
 海綿鉗 13  
 套管針 19  
 骨折固定夾 66  
 骨刮匙 49  
 骨盆支持架 80  
 骨盆測量計 220~221  
 骨針牽引器 75  
 骨釘牽引器 74  
 骨剪 59  
 骨鉤 53

骨銼 53  
 骨膜剝離子 50~51  
 骨骼牽引針 75  
 骨骼牽引釘 74  
 骨骼牽引釘用柄 73  
 骨錘 48  
 骨錐 76  
 骨髓腔釘及裝置器械 73  
 骨鑽 62~63  
 臍帶剪 228  
 胸骨穿孔器 88  
 胸骨剪 88  
 胸部拉鉤 91  
 胸腔手術剪 86  
 胸腔鏡 81  
 剝離鉗 92  
 紗布剪 8

## 十一 劃

深部拉鉤 180  
 高頻燒灼器 120  
 痔核鉗 191  
 產科剪 228  
 產鉗 222  
 麻醉口罩 20  
 麻醉開口器 22  
 麻醉滴瓶 20  
 斷頭鉤 226~227  
 梯形夾板 80  
 軟木截痔器 192  
 軟膠固定牽引器 152  
 接骨板 65~66  
 接骨板彎曲器 65  
 接骨板鉗 67  
 接骨螺絲釘旋鑿 67  
 接骨螺絲釘 66  
 接骨螺絲釘鉗 67  
 捲棉子 124  
 探針 15  
 眼用電磁鐵 120  
 眼壓計 93  
 眼科刀 99  
 眼科持針器 115

眼科縫合針 113~114  
眼部異物定位器 119  
眼球內容匙 103  
眼球摘出剪 111  
眼瞼拉鉤 95  
眼瞼板 94  
眼瞼擴張器 94  
異物針 100  
異物圓鑿 100  
異物鑷 100  
斜視剪 111  
斜視鉤 101  
斜視鑷 106  
組織鑷 9  
組織鑷 9  
陰道拉鉤 208~209  
陰道洗滌球 230  
陰道鏡 207~208

## 十二劃

腎石鉗 193  
腎蒂鉗 193  
腎臟拉鉤 192  
植皮刀 4  
椎板咬骨鉗 61  
椎板牽開器 61  
裂脣組織鑷 10  
晶狀體環匙 102  
晶狀體囊切開刀 99  
晶狀體囊鑷 107  
喉刀 162  
喉及食管活體取樣鉗 166  
喉息肉鉗 162  
喉鉗 166  
喉敷料鑷 162  
喉鏡 161  
創緣夾 19  
創緣夾縫拆鉗 19  
筋膜穿引針 36  
筋膜剝取器 36  
間接喉異物鉗 163

## 十三劃

鼓氣耳鏡 123  
鼓環咬骨鉗 133  
鼓膜刀 125  
槌骨頭剪 134  
碎胎刀 226  
碎顱鉗 225  
睫毛鑷 109  
睫狀體剝離器 98  
照明拉鉤 33  
置足架 79  
腸夾 184  
腸鉗 182~184  
腹部拉鉤 179, 180, 219  
腹腔板 219  
腹腔鏡 218  
腹壁固定牽開器 181, 219  
腦拉鉤 32  
腦膜剝離子 32

## 十四劃

腐骨鉗 56  
截斷刀 4  
截斷鋸 44  
銀夾 33  
銀夾架 33  
銀夾鉗 33  
銀線 31  
膀胱取石鉗 204  
膀胱拉鉤 204  
膀胱活體取樣鉗 202  
膀胱套管針 200  
膀胱剪 202  
膀胱異物鉗 202  
膀胱牽開器 205  
膀胱碎石鏡 203  
膀胱截石導引探子 200  
膀胱燒灼器 202  
膀胱鏡 201  
鼻中隔平鑿 148  
鼻中隔咬骨鉗 146  
鼻中隔魚尾鑿 148

鼻中隔旋轉刀 149  
鼻中隔鉗 145  
鼻中隔疳鉗 146  
鼻中隔鏡 145  
鼻剪 144  
鼻咽活體檢樣鉗 152  
鼻咽增殖體切除器 153  
鼻咽增殖體刮匙 153  
鼻咽鏡 152  
鼻息肉鉗 139  
鼻息肉圈斷用綱絲 139  
鼻息肉圈斷器 139  
鼻咬骨鉗 143, 147  
鼻骨膜剝離子 148  
鼻骨鋸 150  
鼻粘膜刀 148  
鼻剪 143~144  
鼻組織切除鉗 147  
鼻飼管 138  
鼻鏡 137~138  
網眼夾板 80  
繃帶剪 8

#### 十五劃

敷料鑷 9  
膝關節用平骨鑿 47  
線鋸 45

#### 十六劃

導氣管 23

導尿管導引器 199  
靜脈拉鉤 16  
輸卵管通液器 229  
噴液器 124  
噴粉器 124  
器械鉗 14  
鋼合金線 31  
篩竇刮匙 49

#### 十七劃

檢眼鏡 93  
鍊鋸 45  
鍊鋸或線鋸柄 45  
鍊鋸或線鋸導引器 45  
縫合針 26  
縫合絲線 31

#### 十八劃

額部固定器 114  
額鏡 121  
額竇鉗 141  
驗板腺囊腫匙 102  
驗板腺囊腫鑷 108

#### 二十四劃以上

髖關節成形術器械 70~71  
髖關節帽 72  
顱骨咬骨鉗 60  
顱骨牽引器 76